



**Fisher  
Bioblock Scientific**

Parc d'innovation - BP 50111 - F67403 illkirch cedex

**France**

tél 03 88 67 14 14  
fax 03 88 67 11 68  
email [infos@bioblock.fr](mailto:infos@bioblock.fr)  
[www.bioblock.com](http://www.bioblock.com)

**Belgique / België**


tél 056 260 260  
fax 056 260 270  
email [belgium@bioblock.com](mailto:belgium@bioblock.com)  
[www.bioblock.be](http://www.bioblock.be)

**España**

tfno 91 515 92 34  
fax 91 515 92 35  
email [ventas@bioblock.com](mailto:ventas@bioblock.com)  
[www.es.fishersci.com](http://www.es.fishersci.com)


# Betriebsanleitung

Polystat 37



Polystat 5D +37

Polystat 4 +37



**Fisher Scientific**

---

### **Herzlichen Glückwunsch!**

Sie haben eine gute Wahl getroffen.

Fisher Scientific dankt Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen.

Diese Betriebsanleitung soll Sie mit der Bedienung und den Einsatzmöglichkeiten unserer Thermostate vertraut machen. Vor Inbetriebnahme deshalb sorgfältig lesen!

### **Auspacken und Überprüfen**




Gerät und Zubehör sollten nach dem Auspacken zuerst auf eventuelle Transportschäden überprüft werden. Schon bei beschädigter Umverpackung sollte der Spediteur, die Bahn oder die Post benachrichtigt werden, damit ein Schadensprotokoll erstellt werden kann.

19700162\_Polystat\_37\_.doc

Printed in Germany

Änderungen vorbehalten.

## Inhaltsverzeichnis

Beschreibung .....	5
Verantwortung des Betreibers - Sicherheitshinweise.....	6
1. Bedienungs- und Funktionselemente .....	9
2. Sicherheitshinweise .....	11
3. Vorbereitungen.....	12
3.1. Aufstellen .....	12
3.2. Temperierflüssigkeiten .....	13
3.3. Temperierschläuche .....	14
3.4. Befüllen / Entleeren .....	15
3.5. Temperierung extern angeschlossener Systeme .....	16
3.5.1. Regelung EXTERN.....	17
3.6. Pumpeneinstellungen .....	17
3.7. Gegenkühlung .....	18
4. Inbetriebnahme.....	19
4.1. Netzanschluss.....	19
4.2. Einschalten / Start - Stop.....	19
4.3. AUTOSTART einschalten / ausschalten .....	20
5.  Temperatureinstellungen.....	21
6.  Schutzeinrichtungen.....	22
6.1. Übertemperatur-Schutzeinrichtung.....	22
6.2. Unterniveau-Schutzeinrichtung .....	23
6.3. Übertemperatur- und Untertemperatur-Warnfunktion.....	24
6.3.1. Umschaltung der Warn- auf Abschaltfunktion .....	25
7.  Menufunktionen.....	26
7.1. MENU CONTROL – Reglereigenschaften, Regelparameter.....	28
7.1.1. CONTROL – Regelung INTERN / EXTERN.....	28
7.1.2. DYN INT - Dynamik intern.....	29
7.1.3. Regelparameter– XP-, TN-, TV- INTERN.....	30
7.1.4. Regelparameter – XPU-, XP-, TN-, TV- EXTERN .....	31
7.2. MENU CONFIG - Gerätekonfigurationen .....	32
7.2.1. SETPOINT – Vorortbedienung oder Fernsteuerung .....	32

---

7.2.2.	RESET - Werkseinstellungen .....	33
7.2.3.	TIME / DATE - Uhr und Datum einstellen .....	33
7.3.	MENU SERIAL - BAUDRATE, HANDSHAKE, PARITY .....	34
7.4.	MENU LIMITS - Begrenzungen .....	35
7.5.	MENU PROGRAM –Programmgeber .....	38
7.5.1.	GRADIENT .....	38
7.5.2.	STANDARD.....	40
7.6.	MENU ADJUST – ATC Absolut Temperature Calibration .....	45
8.	Mögliche Störursachen / Alarm-Meldungen.....	49
9.	Sicherheitsanweisungen .....	51
10.	Elektrische Anschlussmöglichkeiten .....	52
11.	Fernsteuerbetrieb, Laborautomatisierung .....	53
11.1.	Vorbereitung zur Fernsteuerung.....	53
11.2.	Kommunikation mit PC bzw. übergeordnetem Datensystem .....	54
11.3.	Befehlsübersicht .....	55
11.4.	Statusmeldungen.....	57
11.5.	Fehlermeldungen .....	58
12.	Reinigung / Reparatur des Gerätes.....	59
13.	Technische Daten .....	60

## Beschreibung

Der Thermostat Polystat 37 ist für die Temperierung bestimmter flüssiger Medien in einem Badgefäß vorgesehen. An den herausgeführten Pumpenanschlüssen können Temperieraufgaben in einem externen Temperierkreislauf durchgeführt werden.

- Die Bedienung dieser Thermostate erfolgt lokal über eine spritzwassergeschützte Folientastatur. Die Mikroprozessortechnik erlaubt es, unterschiedliche Werte einzustellen, zu speichern und über das VFD-DISPLAY anzuzeigen. Mit drei Menu-Tasten wird eine klare, leicht erlernbare Unterteilung für die Einstellung von 1. Sollwerten, 2. Warn- und Sicherheitswerten sowie der 3. Menu-Funktionen gemacht.
- Mit dem integrierten Programmgeber können temperatur- und zeitabhängige Abläufe gespeichert und ausgeführt werden.
- Die einstellbare PID Kaskaden-Temperaturregelung passt die Wärmezufuhr automatisch dem erforderlichen Bedarf im Bad an.
- Mit der Absolute Temperature Calibration (ATC3) wird eine hohe Temperaturkonstanz an jeder Stelle des Bades ermöglicht. Mit dem Dreipunktabgleich wird ein Offset bei drei Temperaturen eingestellt, um über den ganzen Temperaturbereich einen genaueren Temperaturverlauf an der gewählten Stelle des Bades zu haben.
- Elektrische Anschlüsse:  
RS 232 Schnittstelle für modernste Verfahrenstechnik ohne zusätzliches Interface.  
Pt100 Externfühleranschluss für externe Temperaturmessung und Temperaturregelung.  
Alarm-Ausgang für externe Alarmmeldung oder Steuerung von Kältebädern.
- Der Übertemperaturschutz nach IEC 61010-2-010 ist eine vom Regelkreis unabhängige Sicherheitseinrichtung deren Sicherheitswert ebenfalls über das VFD-DISPLAY angezeigt und eingestellt werden kann.
- Der Thermostat stimmt mit den für das Produkt zutreffenden Bestimmungen der Europäischen Richtlinien überein..



Die Thermostate sind nicht geeignet zur direkten Temperierung von Nahrungs- und Genussmitteln, sowie pharmazeutische und medizintechnische Produkte. Direkte Temperierung bedeutet: Ungeschützter Kontakt des Temperiergutes mit dem Temperiermedium (Temperierflüssigkeit).

---

## **Verantwortung des Betreibers - Sicherheitshinweise**

Die Produkte der Firma Fisher Scientific gewährleisten einen sicheren Betrieb, wenn sie nach den allgemeinen Sicherheitsregeln installiert, betrieben und gewartet werden. Dieses Kapitel erläutert die potentiellen Gefahren, die im Zusammenhang mit dem Betrieb des Thermostaten entstehen können und nennt die wichtigsten Sicherheitsmaßnahmen, um diese Gefahren nach Möglichkeit auszuschließen.

### **Personen:**

Der Betreiber ist für die Qualifikation des Bedienpersonals verantwortlich.

Stellen Sie sicher, dass die Personen, die den Thermostaten bedienen in den betreffenden Arbeiten unterwiesen sind.

Die Bediener sind in regelmäßigen Abständen über die bei ihren Tätigkeiten auftretenden Gefahren, sowie über Maßnahmen zu ihrer Abwendung zu unterweisen.

Tragen Sie Sorge, dass alle mit der Bedienung, Wartung und Installation betrauten Personen die Sicherheitsinformationen, sowie die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben.

Bei Einsatz von Gefahrenstoffen oder Stoffen, die gefährlich werden können, darf der Thermostat nur von Personen in Betrieb gesetzt werden, die mit diesen Stoffen und dem Thermostat uneingeschränkt vertraut sind. Diese Personen müssen die möglichen Gefahren in ihrer Gesamtheit abschätzen können.

Falls Sie Fragen zur Bedienung des Gerätes oder bezüglich der Betriebsanleitung haben, bitte rufen Sie uns an!

### **Umgang:**

Sie haben ein Produkt erhalten, das für den industriellen Einsatz entwickelt wurde. Trotzdem sollten Sie Schläge gegen das Gehäuse, Vibrationen, Beschädigungen der Bedienfolie (Tasten, Display) oder starke Verschmutzung vermeiden.

Stellen Sie sicher, dass das Produkt in regelmäßigen und einsatzbedingten Zeitabständen auf seinen ordnungsgemäßen Zustand überprüft wird. Der ordnungsgemäße Zustand der Gebots-, Warn-, Verbots- und Sicherheitszeichen ist regelmäßig mindestens jedoch alle 2 Jahre zu überprüfen.

Sorgen Sie dafür, dass das Anschlussnetz eine niedrige Impedanz aufweist, um Beeinflussungen der Geräte zu vermeiden, die am gleichen Netz betrieben werden.

Das Gerät ist für das Betreiben in einer beherrschten elektromagnetischen Umgebung ausgelegt. Dies bedeutet, dass in einer solchen Umgebung Sendeeinrichtungen wie z. B. Mobiltelefone nicht in unmittelbarer Nachbarschaft verwendet werden sollten.

Durch magnetische Abstrahlung können andere Geräte mit magnetfeldempfindlichen Bauteilen, z. B. ein Monitor, beeinflusst werden. Wir empfehlen einen Mindestabstand von 1 m einzuhalten.

Die Umgebungstemperatur darf 40 °C nicht übersteigen und 5 °C nicht unterschreiten.

Die relative Luftfeuchtigkeit soll 50 % (40 °C) nicht übersteigen.

Nicht in aggressiver Atmosphäre lagern. Vor Verschmutzung schützen.

Vor Sonnenstrahlen schützen.

### Bedienung:

Der Thermostat darf nur von Fachkräften konfiguriert, installiert, gewartet und repariert werden. Für den laufenden Betrieb ist keine Fachkraft notwendig. Sie können Bediener einweisen. Die zusammengefasste Bedienerführung (Kurzanleitung) und die Betriebswertetabelle mit den individuellen Betriebsparametern genügen.

### Zum Betrieb:

Im Bad können brennbare Stoffe eingefüllt werden. Brandgefahr!

Es können chemische Gefahren auftreten, je nach Bad-Medium.

Beachten Sie sämtliche Warnhinweise auf den eingesetzten Stoffen (Temperierflüssigkeiten) und in den dazugehörigen Anweisungen (Sicherheitsdatenblätter).

Ohne ausreichende Lüftung ist die Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Geräte nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.

Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind besondere Stoffvorgaben (Temperierflüssigkeiten) zu beachten. Es dürfen weder ätzende, noch korrosiv wirkende Temperierflüssigkeiten verwendet werden..

Bei Einsatz von Gefahrstoffen oder Stoffen, die gefährlich werden können, **müssen vom Betreiber** die beiliegenden Sicherheitskennzeichen gut sichtbar an der Bedienseite angebracht werden: Das gelbe Warnschild W09 (Gefahrenstelle) und das blaue Gebotsschild M018 bzw. Semi S1-0701 Table A1-2 #9 (Vor dem Einschalten unbedingt die Benutzerinformationen lesen).

Warnschild W09:

Farben: gelb, schwarz



Warnung vor einer Gefahrenstelle.  
Achtung! Bitte die Dokumentation beachten.  
(Bedienungsanleitung, Sicherheitsdatenblatt)

Gebotsschild M018:

Farben: blau, weiß



Vor dem Einschalten unbedingt die Benutzerinformationen lesen.  
Gültigkeitsbereich: EU-Staaten

Semi S1-0701

Tabelle A1-2 #9



Vor dem Einschalten unbedingt die Benutzerinformationen lesen.  
Gültigkeitsbereich: NAFTA

Aufgrund des großen Betriebstemperaturbereiches ist besondere Sorgfalt und Vorsicht unumgänglich.

Es bestehen thermische Gefahren: Verbrennung, Verbrühen, Heißdampf, heiße, berührbare Teile und Flächen.

Warnschild W26:

Farben: gelb, schwarz




Warnung vor heißer Oberfläche.  
(Das Schild wird von Fisher Scientific angebracht)

---

Beachten Sie die Anweisungen in den Anleitungen der Fremdgeräte die Sie an den Thermostat anschließen, insbesondere die dazugehörigen Sicherheitshinweise. Die Anschlussbelegung der Stecker und die technischen Daten der Produkte, sind unbedingt zu beachten.

### **Entsorgen:**

Das Produkt enthält als Temperierflüssigkeit Öle, die als Abfall anfallen und die ganz oder teilweise aus Mineralöl oder synthetischem Öl bestehen. Beachten Sie sämtliche Vorschriften für die Entsorgung in den Sicherheitsdatenblättern. Beachten Sie sämtliche Vorschriften, die am Betriebsort zur Entsorgung gelten.



#### Gültigkeitsbereich: EU-Staaten

**Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Januar 2003 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte**

Die Richtlinie schreibt vor, dass Elektro- und Elektronikgeräte, die mit der durchkreuzten Abfalltonne gekennzeichnet sind, in einer getrennten Sammlung umweltverträglich entsorgt werden müssen.

Wenden Sie sich an ein autorisiertes Entsorgungsunternehmen in ihrem Land.

Eine Entsorgung mit dem Hausmüll (unsortierter Müll) oder ähnliche Einrichtungen für die Sammlung kommunaler Abfälle ist nicht zulässig!





# 1. Bedienungs- und Funktionselemente



Frontseite









Rückseite

## Einhängethermostat - Polystat 37



## Umwälzthermostat - Polystat 5D+37





- |   |                                                                                   |                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |                                                                                   | Netzschalter, beleuchtet                                                          |
| 2 |  | Taste Start / Stop                                                                |
| 3 |  | Taste Einstellung von Sollwerten                                                  |
| 4 |  | Taste Einstellung von Warn- und Sicherheitswerten                                 |
| 5 |  | Taste Menufunktionen                                                              |
| 6 |  | Cursor-Tasten (links/rechts)                                                      |
| 7 |  | Editier-Tasten (höher/niedriger)                                                  |
| 8 |  | Enter-Taste      1. Wert/Parameter speichern<br>2. Eine Menu-Ebene weiterschalten |
| 9 |  | Escape-Taste    1. Eingabe abbrechen<br>2. Eine Menu-Ebene zurückschalten         |

10

### VFD - DISPLAY

Kopfzeile: Kontroll-Anzeigen siehe 11 und 12



- Zeile 1: Istwertanzeige    Int oder Ext  
Die Anzeige ist abhängig von der eingestellten Regelung im >MENU – CONTROL< (INT oder EXT).
- Zeile 2: Arbeitstemperatur Sollwert, permanent  
S    xxx.x            Sollwert   
SG xxx.x            Sollwert GRADIENT
- Zeile 3: Istwertanzeige    E = extern  
                                  I = intern

11



### Kontroll-Anzeigen in der Kopfzeile:

Heizung / Kühlung / Alarm

**R**emote Betrieb

12




### Kontroll-Anzeigen in der Kopfzeile:

Temperaturanzeige Istwert **I**ntern oder **E**xtern





Temperaturanzeige in **°C** (**°F** nicht möglich an diesem Gerät)

14







Einstellbarer Übertemperaturschutz nach IEC 61010-2-010

Rückseite

- |     |                                                                                            |                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 15  |           | Anschlussbuchse: Alarmausgang,<br>Steuersignal für Kälte-Badgefäß      |
| 16  | <br>RS232 | Anschlussbuchse: Schnittstelle RS232C,<br>Fernsteuerung durch einen PC |
| 17  | <br>Pt100 | Anschlussbuchse: Externer Mess- und Regelfühler Pt100                  |
| 18  |           | Netz Sicherungen: Sicherungsautomat 15 A                               |
| 19  |                                                                                            | Netzkabel mit Stecker                                                  |
| 20  |                                                                                            | Badklammer (Einhängethermostat)                                        |
| 23  |                                                                                            | Kühlschlangenanschlüsse                                                |
| 24a |                                                                                            | Pumpenanschluss Vorlauf                                                |
| 24b |                                                                                            | Pumpenanschluss Rücklauf                                               |

## 2. Sicherheitshinweise

	<p>Die Betriebsanleitung enthält zusätzliche Sicherheitshinweise. Diese sind durch ein Dreieck mit Ausrufezeichen gekennzeichnet.</p> <p>„Vorsicht, Warnung vor einer Gefahrstelle.“</p> <p>In Verbindung mit einem Signalwort wird die Bedeutung der Gefahr eingestuft. Anweisungen sorgfältig lesen und befolgen!</p>
	<p><b>Warnung:</b></p> <p>Bezeichnet eine <b>möglicherweise</b> drohende Gefahr für das Leben und die Gesundheit von Personen. Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann schwere gesundheitsschädliche Auswirkungen zur Folge haben, bis hin zu lebensgefährlichen Verletzungen.</p>
	<p><b>Vorsicht:</b></p> <p>Bezeichnet eine <b>möglicherweise</b> gefährliche Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, können leichte oder geringfügige Verletzungen die Folge sein. Eine Warnung vor möglichen Sachschäden kann auch im Text enthalten sein.</p>
	<p><b>Achtung:</b></p> <p>Bezeichnet eine <b>möglicherweise</b> schädliche Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, kann das Produkt oder etwas in seiner Umgebung beschädigt werden.</p>

### 3. Vorbereitungen

#### 3.1. Aufstellen

**Vorsicht:**

Den Einhängethermostat sorgfältig befestigen.


Schlecht montierte Einhängethermostate können in das Badgefäß fallen.

**Gefahr durch Stromschlag!**

Netzstecker ziehen und damit Verbindung zum Energieversorgungsnetz trennen.

Jetzt erst den Einhängethermostat aus dem Badgefäß heben.


Vor erneutem Einsatz, das Gerät durch einen Servicetechniker prüfen lassen.

**Einhängethermostat- Polystat 37**

Der Einhängethermostat wird mit der Badklammer an einem beliebigen Badgefäß befestigt, wobei die Wandstärken bis 26 mm betragen kann.

**⇐ Umwälzthermostat - Polystat 5D+37**

- Befestigt ist der Thermostat auf der Edelstahlbrücke für ein 5 Liter Badgefäß.
- Mit dem Baddeckel den vorderen Bereich des Bades abdecken.

**⇐ Umwälzthermostat - Polystat 4+37**

- ❗ Die Geräte auf ebener Fläche auf einer Unterlage aus nicht brennbarem Material aufstellen.

Motor und Elektronik erzeugen im Gehäuse Wärme, die über Entlüftungsöffnungen abgeführt wird. Die Lüftungsöffnungen des Gerätes dürfen nicht zugedeckt werden.

### 3.2. Temperierflüssigkeiten



**Vorsicht:**

Sicherheitsdatenblatt der eingesetzten Temperierflüssigkeit beachten, besonders die Angabe des Brennpunkts!

Bei Verwendung von Temperierflüssigkeiten die einen Brennpunkt von  $\leq 65\text{ °C}$  haben ist nur ein beaufsichtigter Betrieb möglich.

**Dieser Thermostat eignet sich für folgende Temperierflüssigkeiten:**

Temperierflüssigkeit	Temperaturbereich
Wasser	5 °C ... 80 °C
Siliconöl	20 °C bis 200 °C



**Achtung:**

Vor der Verwendung einer anderen Badflüssigkeit als empfohlen sollte mit Firma Fisher Scientific unbedingt Rücksprache gehalten werden.

Firma Fisher Scientific übernimmt keine Haftung bei Schäden, die durch die Auswahl einer ungeeigneten Badflüssigkeit entstehen.

Ungeeignete Badflüssigkeiten sind z. B. Substanzen, die

- sehr hochviskos sind (deutlich höher als  $30\text{ mm}^2/\text{s}$  [30 cSt] bei der jeweiligen Arbeitstemperatur)
- korrosive Eigenschaften haben oder
- zum Vercracken neigen.



**Vorsicht:**

Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch der Thermostate gehört es, z. B. in einem Reaktor Flüssigkeiten zu temperieren.

Wir wissen nicht, welche Substanzen das sind.

Viele Substanzen sind:

- entzündlich, brennbar oder explosiv
- gesundheitsschädlich
- umweltgefährdend
- also: **gefährlich**.

Der Benutzer allein ist für den Umgang mit diesen Stoffen verantwortlich!

Folgende Fragen sollen helfen, mögliche Gefahren zu erkennen und Risiken klein zu halten.

- Sind alle Schläuche und elektrische Kabel sicher angeschlossen und verlegt?  
Stichworte:  
scharfe Kanten, heiße Oberflächen im Betrieb, bewegte Maschinenteile, usw.
- Entstehen gefährliche Dämpfe oder Gase bei Erwärmung ?  
Muss in einem Abzug gearbeitet werden?
- Was tun, wenn eine gefährliche Substanz auf oder in dem Gerät verschüttet wurde?  
Information zur Substanz vor Arbeitsbeginn einholen und Dekontaminierungsmethode festlegen.

### 3.3. Temperierschläuche

- Folgende Schläuche werden empfohlen:

	Temperaturbereich
CR-Schlauch	-20 °C bis 120 °C
Vitonschlauch	-50 °C bis 200 °C



#### **Warnung:**      Schläuche:

Eine Gefahrenquelle bei höheren Arbeitstemperaturen sind die Temperierschläuche. Durch einen beschädigten Temperierschlauch kann heiße Temperierflüssigkeit in kurzer Zeit in großer Menge ausgepumpt werden.


#### **Mögliche Folgen sind:**

- Verbrennungen der Haut bei Personen
- Atembeschwerden durch heiße Dämpfe.

#### **Sicherheitsanweisungen**

- Geeignete Temperierschläuche verwenden.
- Schlauchanschlüsse gegen Abrutschen sichern.
- Abknicken der Temperierschläuche vermeiden.
- Temperierschläuche in regelmäßigen Zeitabständen, mindestens 1-mal pro Jahr, auf eventuelle Materialermüdung (z. B. Risse) überprüfen.
- Vorbeugende Wartung: Die Schläuche sind in regelmäßigen Zeitabständen auszutauschen.

### 3.4. Befüllen / Entleeren




#### Befüllen

Darauf achten, dass keine Temperierflüssigkeit in das Innere des Thermostaten eindringt.

- Die empfohlene maximale Füllhöhe bei Wasser beträgt 20 mm unterhalb des Badrandes.
- Die empfohlene maximale Füllhöhe bei Öl beträgt 30 mm unterhalb des Badrandes.
- ❗ Nach dem Befüllen das Einsatzgut einbringen bzw. den Baddeckel auflegen, wenn die Badöffnung nicht benötigt wird.

#### Entleeren - Polystat 5D

- Thermostat mit dem Netzschalter ausschalten und Netzstecker ziehen.
- Badthermostat vom Badgefäß abnehmen.
- Badgefäß entleeren.



#### Entleeren - Bad 4

- Thermostat mit dem Netzschalter ausschalten.
- Umwälzthermostat an die Tischkante stellen und ein geeignetes Gefäß zur Aufnahme der benutzten Temperierflüssigkeit unterstellen.
- Zum Entleeren Ablassschraube an der Vorderseite des Badgefäßes herausdrehen.

Es können geeignete Hilfsgeräte, wie z. B. Saugheber für Wasser, verwendet werden



#### **Achtung:**

Die Wärmeausdehnung der Badöle bei steigender Badtemperatur ist zu beachten.


Temperierflüssigkeit nicht im heißen Zustand entleeren! Die Temperatur der Temperierflüssigkeit vor dem Entleeren kontrollieren.

Gerät vollständig entleeren, bevor das Gerät bewegt wird.

Bitte benutzte Temperierflüssigkeit immer umweltgerecht lagern und entsorgen. Vorschriften für die Entsorgung unbedingt beachten.

### 3.5. Temperierung extern angeschlossener Systeme

Mit dem Thermostaten können Temperieraufgaben in externen, geschlossenen Systemen vorgenommen werden (Temperierkreislauf).



#### Einhängethermostat- Polystat 37


Für diese externen Temperieraufgaben kann der Einhängethermostat mit einem Pumpenset versehen werden.

Zubehör

Bestell-Nr.	Bezeichnung
8 970 140	Pumpenset

#### Pumpenset montieren:

- Badklammer (20) entfernen.
- Zuerst den Pumpenset am Thermostat und danach die Badklammer am Pumpenset anschrauben. Die Gesamteintauchtiefe wird dadurch auf 145 mm reduziert .
- Den mitgelieferten kurzen Schlauch am Pumpenset auf das kurze Rohrende und auf den Pumpenstutzen (25) aufschieben.
- Pumpenfunktion auf externe Umwälzung umstellen siehe Beispiel D auf Seite 17



#### Umwälzthermostat - Polystat 5D+37 / Polystat 4+37

Die Verschlusschraube wird vom Pumpenanschluss (24 a) entfernt, sobald ein externes, geschlossenes Temperiersystem angeschlossen wird. Für die Schlauchanschlussstücke können die mitgelieferten Schlaucholiven für Schläuche von 8 mm l. W. verwendet werden. Die Schlauchanschlüsse gegen Abrutschen sichern.

#### Externes System anschließen:

- Verschlusschraube vom Pumpenanschluss (24a) entfernen.
- Schläuche für Vor- und Rücklauf an den Pumpenanschlüssen (24a, 24b) anschließen.



#### **Vorsicht:**

Alle Schlauchanschlüsse gegen Abrutschen sichern.

Wird der Thermostat wieder ohne externen Verbraucher betrieben, muss der Pumpenanschluss (24a) mit der Verschlusschraube geschlossen werden.

**Empfehlung:** Pumpenfunktion auf interne Umwälzung umstellen siehe Beispiel A auf Seite 17



### 3.5.1. Regelung EXTERN




Der Thermostat eignet sich für interne- und externe Temperaturregelung.

❗ Die Umschaltung erfolgt im Unter-Menü >CONTROL< Seite 28.

❗ Für externe Regelung und Temperaturmessung muss ein Pt100 Externfühler an der Anschlussbuchse (17) an der Rückseite des Thermostaten angeschlossen werden.


### 3.6. Pumpeneinstellungen



Um allen Anforderungen für interne und/oder externe Temperieraufgaben gerecht zu werden, kann die Mechanik der Pumpe eingestellt werden.

Die Pumpeneinstellung ist bereits werkseitig vorgenommen. Sie kann bei Bedarf wie folgt verändert werden.

- Mit dem Schraubendreher die Schraube (1) etwa eine Umdrehung lösen.
- Den Schieber (2) mit einer Flachzange in die gewünschte Stellung drehen.
- Die Schraube (1) wieder fest drehen.



Beispiele:


#### Intern im Badgefäß temperieren

- A 100 % interne Badumwälzung  
(für große Badgefäße)
- B Reduzierte interne Badumwälzung  
(für ruhige, glatte Badoberfläche)

#### Extern/intern temperieren

- C 40 % extern, 60 % intern  
(für größere Badgefäße)
- D 80 % extern, 20 % intern  
(für kleinere Badgefäße)

### 3.7. Gegenkühlung



Bei Arbeiten nahe der Umgebungstemperatur ist es erforderlich, die Kühltülle (Zubehör) mit Hilfe von Schläuchen für den Zu- und Rücklauf an das Kühlwasser anzuschließen.

#### **Achtung:**


Beachten Sie sämtliche gesetzlichen Bestimmungen und die Vorschriften der Wasserversorgungsunternehmen, die am Betriebsort gelten.

#### **Einhängethermostat- Polystat 37**

Kühltülle: Bestell-Nr. 8 970 105

#### Kühltülle montieren:

- Badklammer (20) entfernen.
- Zuerst Kühltülle am Thermostat und danach die Badklammer an der Kühltülle anschrauben
- Die Gesamteintauchtiefe wird dadurch auf 145 mm reduziert .
- Die Kühltülle mit (23) Hilfe von Schläuchen für den Zulauf an das Kühlwasser anschließen und den Rücklauf in den Abfluss leiten.



#### **Umwälzthermostat - Polystat 5D+37 / Polystat 4+37**

- Die Kühltülle (23) mit Hilfe von Schläuchen für den Zulauf an das Kühlwasser anschließen und den Rücklauf in den Abfluss leiten.

❗ Zur Kompensierung der Eigentemperatur genügt im allgemeinen ein Kühlwasserstrom von 45 ml/min.

❗ Bei Arbeiten nahe der Umgebungstemperatur (20 °C) sollte die Kühlwassertemperatur mindestens 5 °C niedriger sein als die Arbeitstemperatur.



**Vorsicht:** Alle Schlauchanschlüsse gegen Abrutschen sichern.

## 4. Inbetriebnahme

### 4.1. Netzanschluss





**Vorsicht:**

Gerät darf nur an Stromversorgungs-Netzsteckdosen mit Schutzkontakt (PE) angeschlossen werden!!


Keine Haftung bei falschem Netzanschluss!

Die vorhandene Netzspannung und die Netzfrequenz sind mit den Angaben auf dem Typenschild zu vergleichen.

### 4.2. Einschalten / Start - Stop



R



**Einschalten:**


- Das Gerät wird mit dem Netzschalter (1) in Betrieb gesetzt.

① Während des darauf folgenden Selbsttests erfolgt kurz die Anzeige der Versionsnummer der Software (Beispiel: V 3.xx) und mit der Meldung "**OFF**" bzw. "**R OFF**" wird danach die Betriebsbereitschaft angezeigt.

① Der Thermostat schaltet in die Betriebsart, in der er sich vor dem Ausschalten befunden hat,  
**Manueller Betrieb** (Bedienung am Gerät, Werkseinstellung) oder


**Fernsteuerbetrieb** (Bedienung über PC).

**Start:**


- Die Start/Stop-Taste  drücken.  
Die aktuelle Badtemperatur wird am VFD-DISPLAY angezeigt.

**Stop:**

- Die Start/Stop-Taste  drücken.  
Am VFD-DISPLAY wird die Meldung "OFF" angezeigt.



### 4.3. AUTOSTART einschalten / ausschalten



- 1 Die -Taste sowie - Taste gleichzeitig gedrückt halten und
- 2 mit dem Netzschalter den Thermostat einschalten.

XXXXX  
AUTOST  
ON

Der Umschaltvorgang wird am VFD -DISPLAY kurz angezeigt.  
AUTOSTART on = ein

XXXXX  
AUTOST  
OFF

AUTOSTART off = aus.

#### Hinweis:

Der Thermostat wird von Firma Fisher Scientific gemäß der NAMUR Empfehlung konfiguriert und ausgeliefert. Für den Start bedeutet dies, dass ein Gerät nach einem Netzausfall in einen sicheren Betriebszustand gehen muss. Dieser sichere Betriebszustand wird mit der Meldung „**OFF**“ bzw. „**R OFF**“ am VFD-DISPLAY angezeigt.

Die Hauptfunktionselemente Heizer und Pumpenmotor sind dabei allpolig von der Netzspannung getrennt.

Die am Thermostat eingestellten Werte sind noch im Speicher erhalten, und durch Betätigen der Start/Stop-Taste wird bei manuellem Betrieb das Gerät wieder in Betrieb genommen.

Bei Fernsteuerbetrieb müssen die über die Schnittstelle einzustellenden Werte vom PC neu gesendet werden.

Ist ein solcher Sicherheitsstandard nicht gefordert, so kann die NAMUR Empfehlung mit der AUTOSTART Funktion umgangen werden. Dies ermöglicht den Start des Thermostaten direkt mit dem Netzschalter oder mit Hilfe einer Zeitschaltuhr.



#### Warnung:


Bei Inbetriebnahme von Thermostaten mit “AUTOSTART“ ist sicherzustellen, dass auch bei unbeaufsichtigtem Start, z. B. nach einem Stromausfall, für Personen und Anlagen keine Gefahr entsteht.

Die Schutzeinrichtung des Thermostaten sollten immer voll genutzt werden.

## 5. Temperatureinstellungen

Werkseinstellungen:


SETP 1 25 °C  
SETP 2 37 °C  
SETP 3 70 °C


Die Temperatureinstellung erfolgt über ein Menu das mit der Taste  aufgerufen wird.

Eingestellt werden könne 3 unterschiedliche Arbeitstemperaturen deren Werte innerhalb des Betriebstemperaturbereiches frei wählbar sind.

 Die Einstellung kann im Start- oder Stop-Zustand erfolgen.

### Beispiel: Arbeitstemperaturwert "SETPoint 3" einstellen

1. Die Taste  betätigen bis das gewünschte Menu-Fenster am VFD -DISPLAY angezeigt wird.  
Beispiel: SETP 3 / 70.0 °C (letzte Ziffer blinkt)




2. Wert ändern in 85 °C.

Mit den Cursor-Tasten   die Ziffer über VFD -DISPLAY anwählen. ( Ziffer blinkt)


Mit den Editier-Tasten   Ziffer einstellen  
(-, 0, 1, 2, 3, ... 9).


Beispiel links: SETP 3 / 85.0.



3. Mit der Enter-Taste  den eingestellten Wert speichern.

Weiter: Taste  betätigen.






 Im Zustand >Start< wird dieser Wert sofort für die Regelung der Arbeitstemperatur übernommen.  
Die Kontroll-Anzeige Heizung blinkt



**Hinweis:** Siehe SETPOINT MAX / MIN in Kapitel 7.4. MENU LIMITS - Begrenzungen

### Beispiel: Arbeitstemperatur umschalten:

- Die Taste  betätigen bis das gewünschte Menu-Fenster am VFD -DISPLAY angezeigt wird und mit der Enter-Taste  betätigen.


 Die Regelung des Thermostaten arbeitet mit dem neuen Arbeitstemperaturwert.



SETP 1  
SETP 2  
SETP 3

## 6. Schutzeinrichtungen

- SAFETMP
- OVERTMP
- SUBTMP
- LIMITSR

Die Einstellung der Übertemperatur-Schutzeinrichtung > **SAFETMP**< und der Warnfunktionen für Übertemperatur > **OVERTMP**< und Untertemperatur > **SUBTMP**< erfolgt über ein Menu das mit der Taste  aufgerufen wird.

Unter Menu-Punkt > **LIMITSR** < kann zwischen einer Warnung und einer Alarm-Abschaltung gewählt werden. Dies Bezieht sich auf die Menu-Punkte > **OVERTMP**<, > **SUBTMP**< .

### 6.1. Übertemperatur-Schutzeinrichtung

Diese Übertemperatur-Schutzeinrichtung (IEC 61010-2-010 ) wirkt unabhängig vom Regelkreis. Bei ihrem Ansprechen werden Heizer und Umwälzpumpe allpolig, bleibend abgeschaltet.


Die Alarmanzeige erfolgt optisch und akustisch mit anhaltendem Signalton und am VFD -DISPLAY erscheint die nebenstehende Fehlermeldung "ALARM-CODE 14".


Einstellbereich: 20 °C ... 230 °C

**XXX . X**  
**SAFETMP**  
**80**

**XXXXX**  
**ALARM**  
**CODE 14**

**XXX . X**  
**SAFETMP**  
**100**



1. Die Taste  betätigen und Menu >SAFETMP< aufrufen.
2. Den neuen Abschaltwert mit einem Schraubendreher einstellen.  
Die Anzeige erfolgt am VFD -DISPLAY (Beispiel: 100 °C).

Weiter: Taste  betätigen.

#### **Empfehlung:**

Übertemperatur-Schutzeinrichtung 5 °C bis 10 °C über den Sollwert der Arbeitstemperatur einstellen.



#### **Warnung:**

Dieser Übertemperatur-Begrenzer muss mindestens 25 °C unter den Brennpunkt der Temperierflüssigkeit eingestellt werden!  
Bei nicht richtiger Einstellung besteht Brandgefahr!  
Keine Haftung bei falscher Einstellung!

## 6.2. Unterniveau-Schutzeinrichtung

Diese Schutzeinrichtung wirkt unabhängig vom Regelkreis.  
Beim Ansprechen der Unterniveau-Schutzeinrichtung nach IEC 61010-2-010 werden Heizer und Umwälzpumpe allpolig, bleibend abgeschaltet

Der Alarm erfolgt akustisch (Dauerton) und optisch am VFD - DISPLAY mit der Meldung >ALARM< >CODE 1<

<b>XXXXXX</b> <b>ALARM</b> <b>CODE 1</b>
------------------------------------------------

- ❗ Das Gerät am Netzschalter ausschalten, Temperierflüssigkeit nachfüllen und wieder einschalten!



### **Achtung:**

Die Schutzseinrichtungen von Zeit zu Zeit überprüfen. Siehe Seite 51



### **Warnung:**

Beim Nachfüllen immer darauf achten, dass die Temperierflüssigkeit mit der bereits im Bad befindlichen übereinstimmt.

Badöle dürfen kein Wasser enthalten und sollten etwa auf die aktuelle Badtemperatur vortemperiert sein! Explosionsgefahr bei höheren Temperaturen!

### 6.3. Übertemperatur- und Untertemperatur-Warnfunktion

Übertemperatur

**XXX.X**  
**OVERTMP**  
200.0

Untertemperatur

**XXXXX**  
**SUBTMP**  
-94.9


Werkseinstellungen:







OVERTMP 205 °C

SUBTMP -94.9 °C

Soll bei einer sensiblen Temperieraufgabe die Einhaltung des Arbeitstemperaturwertes >SETP< überwacht werden, so sollte hier ein Über- und Untertemperatur-Warnwert festgelegt und eingestellt werden. Im Beispiel unten wird der SETPOINT 85 °C von den Werten OVERTEMP 87 °C und SUBTMP 83 °C flankiert. Sobald die Ist-Temperatur einen der eingestellten Grenzwerte verlässt wird dieser Zustand registriert. Wie die Reaktion darauf ausfällt wird in einem weiteren Menu-Punkt festgelegt.

(Siehe 6.3.1. Umschaltung der Warn- auf Abschaltfunktion)



1. Die Taste  betätigen bis der Menu-Punkt >OVERTMP< bzw. >SUBTMP< angezeigt wird
  2. Wert einstellen:  
Mit den Cursor-Tasten   die Ziffer über VFD -DISPLAY anwählen. ( Ziffer blinkt)  
  
Mit den Editier-Tasten   Ziffer einstellen  
(-, 0, 1, 2, 3, ... 9).
  3. Mit der Enter-Taste  den eingestellten Wert speichern.
- ❗ Die Warnfunktionen werden erst dann aktiviert, wenn sich der Wert der Badtemperatur nach dem Einschalten einmal 3 Sekunden innerhalb der eingestellten Grenzwerte befunden hat.

#### Empfehlung:

Den Wert Übertemperatur-Warnung >OVERTMP< 5 °C bis 10 °C über den Sollwert der Arbeitstemperatur einstellen.

Den Wert Untertemperatur-Warnung >SUBTMP< 5 °C bis 10 °C unter den Sollwert der Arbeitstemperatur einstellen.



### 6.3.1. Umschaltung der Warn- auf Abschaltfunktion

Sofern eine Abschaltung der Leistungskomponenten (z. B. Heizer, Umwälzpumpe) bei Über- bzw. Unterschreiten der Grenzwerte erwünscht ist, besteht die Möglichkeit den Thermostaten von der Warnfunktion >WARNING< in die Abschaltfunktion >ALARM< zu schalten  
(siehe Seite 24).

**XXX.X**  
 LIMITSR  
 WARNING

**XXX.X**  
 LIMITSR  
 ALARM

Werkseinstellung:  
>WARNING<

- Einstellung >**WARNING**<  
Als reine Warnfunktion mit optischem und akustischen Warnsignal in gleichmäßigen Intervallen. Am VFD -DISPLAY erscheint

**XXXXXX**  
 WARNING  
 CODE 03

OVERTMP

oder

**XXXXXX**  
 WARNING  
 CODE 04

SUBTMP

- Einstellung >**ALARM**<  
Als Temperaturlimit mit Abschaltung der Heizung und der Umwälzpumpe.  
Die Alarmanzeige erfolgt optisch und akustisch mit anhaltendem Signalton. Am VFD -DISPLAY erscheint





**XXXXXX**  
 ALARM  
 CODE 03

OVERTMP

oder







**XXXXXX**  
 ALARM  
 CODE 04

SUBTMP

1. Die Taste  betätigen bis der Menu-Punkt >LIMITSR< angezeigt wird.  
(der eingestellte Parameter blinkt)
2. Mit den Editier-Tasten   den Parameter auswählen.  
(>WARNING< oder >ALARM<)
3. Mit der Enter-Taste  den eingestellten Parameter speichern.

## 7. Menufunktionen

Unter dem Begriff „Menufunktionen“ sind Einstellungen zusammengefasst, wie

➤ <b>CONTROL</b>		Reglereigenschaften, Regelparameter CONTROL - Regelung intern oder extern DYNAMIK - intern Regelparameter - XP-, TN-, TV- INTERN Regelparameter - XPU-, XP-, TN-, TV- EXTERN	Seite 28
➤ <b>CONFIG</b>		Gerätekonfigurationen SETPOINT – Vorortbedienung oder Fernsteuerung RESET – Werkseinstellungen TIME / DATE - Uhr und Datum einstellen	Seite 32
➤ <b>SERIAL</b>		Einstellbaren Schnittstellenparameter BAUDRATE, HANDSHAKE, PARITY	Seite 34
➤ <b>LIMITS</b>		Temperatur- und Leistungsbegrenzungen SETPOINT MAX / MIN - Maximaler und minimaler Sollwert HEAT MAX - Eingestellte maximale Heizung COOLING MAX - Eingestellte maximale Kühlung  INTERN MAX / MIN - Einschränkung des Temperaturbereichs BAND HIGH / LOW – Bandbegrenzung	Seite 35
➤ <b>PROGRAM</b>		Programmgeber GRADIENT- Einstellung einer Steigung °C/Minute STANDARD - Integrierter Programmgeber	Seite 38
➤ <b>ADJUST</b>		ATC - Absolut Temperature Calibration, Fühlerabgleich, Dreipunktabgleich	Seite 45

Beispiel:  
Menu-Ebene 1



- **Menu-Ebene 1:**

Betätigt man nur die Taste , so bewegt man sich zunächst nur in der Menu-Ebene 1.

Wird der gewünschte (➤) Menu-Punkt am VFD -DISPLAY angezeigt, mit der Enter-Taste  in die Menu-Ebene 2 wechseln.

- **Menu-Ebene 2:**


Betätigt man nur die Taste , so bewegt man sich im ausgewählten Menu-Punkt, die Anzeige in Zeile 3 blinkt.

Wird ein Wert eingestellt, oder ein Parameter ausgewählt, so muss der Vorgang mit der Enter-Taste  bestätigt werden.


Jede Eingabe kann mit der Taste  abgebrochen werden. Der Curser springt dabei zur nächst höheren Menu-Ebene zurück.

Zeichenerklärung:



Eine Anzeige bleibt für ca. 30 Sekunden  sichtbar, in dieser Zeit sollte damit begonnen werden einen Wert einzustellen,

**oder** mit der Taste  in der Menu-Ebene weiter blättern

**oder** die Taste  betätigen um zur nächst höheren Menu-Ebene zurückzuschalten.

## 7.1. MENU CONTROL – Reglereigenschaften, Regelparameter

XXXXX  
MENU  
CONTROL

MENU

schalten

CONTROL: Mit der Enter-Taste  in Ebene 2

MENU

>CONTROL< (INT / EXT)

MENU

>DYNINT< (APER / NORM)

MENU

>XP INT< (0.1 ... 99.9)

MENU

>TN INT< (1 ... 9999)

MENU

>TV INT< (0 ... 99)

oder

MENU

>CONTROL< (INT / EXT)

MENU

>XP EXT< (0.1 ... 99.9)

MENU

>TN EXT< (1 ... 9999)

MENU

>TV EXT (0 ... 99)

MENU

>XPU EXT< (0.1 ... 99.9)

### 7.1.1. CONTROL – Regelung INTERN / EXTERN

XXX.X  
CONTROL  
INT








Der Thermostat eignet sich für interne- und externe Temperaturregelung. Die Umschaltung erfolgt in diesem Unter-Menü. Je nach Einstellung wird nur noch der zuständige Parametersatz angezeigt.

Werkseinstellung:  
INT

Einstellungen:

INT interne Temperaturregelung  
EXT externe Temperaturregelung  
mit Pt100 Externfühler

❗ Die Regelart kann nur im Zustand **-OFF-** eingestellt werden.

1. Die Taste  betätigen bis das Unter-Menü >CONTROL< angezeigt wird. (Anzeige Zeile 3 blinkt)
2. Mit Tasten   Parameter anwählen (INT / EXT)
3. Mit Taste  den neuen Parameter speichern.  
Weiter mit  /  / 



Pt100

**WICHTIG:** Weitere Maßnahmen für externe Temperaturregelung.

- ❶ Für externe Regelung und Temperaturmessung muss ein Pt100 Externfühler (Zubehör) an der Anschlussbuchse (17) an der Rückseite des Thermostaten angeschlossen werden.
- ❷ Sinnvolle Einstellungen bei externer Temperaturregelung:  
BAND HIGH / LOW und INTERN MAX / MIN  
siehe Kapitel >LIMITS< Seite 35.
- ❸ Der Fühlerabgleich des Pt100 Externfühlers wird im Menu >ADJUST< im Unter-Menu >ATC SENOR - EXT< durchgeführt, der >ATC STATUS< muss auf >OFF< eingestellt werden (Siehe Seite 45).



**Achtung:**


Den externen Fühler dem Temperiermedium zuordnen (thermischer Kontakt zum Temperiergut) und mit geeigneten Hilfsmitteln fixieren.

### 7.1.2. DYN INT - Dynamik intern

**XXXXXX**  
**DYN INT**  
**APER**


Dieser Parameter beeinflusst den Temperaturverlauf nur bei interner Regelung.

Werkseinstellung: APER (Aperiodisch)










Einstellbare Parameter:

- NORM** Ob mit Sollwertsprung oder mit Rampenfunktion, die Solltemperatur ist schneller erreicht, kann aber bis zu 5 % überschwingen.
- APER** Rampenfunktion: Der Temperaturanstieg erfolgt zeitlich versetzt zur Temperaturrampe und erreicht ohne Überschwinger die Zieltemperatur.  
Sollwertsprung: Der Temperaturanstieg ist ebenso schnell, der Übergang zur Solltemperatur erfolgt ohne Überschwinger.



- ❶ Bei beiden Einstellungen wird etwa nach der gleichen Zeit eine konstante Temperatur erreicht

1. Die Taste  betätigen bis das Unter-Menu > DYN INT < angezeigt wird. (Anzeige Zeile 3 blinkt)
  2. Mit Tasten   Parameter anwählen (NORM / APER)
  3. Mit Taste  den neuen Parameter speichern.
- Weiter mit  /  / 

### 7.1.3. Regelparameter– XP-, TN-, TV- INTERN

Die werkseitig eingestellten Regelparameter sind in den meisten Fällen ausreichend um einen optimalen Temperaturverlauf im Temperiergut zu erreichen.

Die einstellbaren Regelparameter erlauben eine Anpassung an besondere Regelstrecken.

XXXXXX  
XP INT  
1.6

Einstellbereich:  
0.1 ... 99.9

XXXXXX  
TN INT  
100

Einstellbereich:  
1 ...9999

XXXXXX  
TV INT  
5

Einstellbereich:  
0 ... 99

#### Proportionalbereich >Xp<


Der Proportionalbereich ist der Temperaturbereich unterhalb des Sollwertes, in welchem die Heizleistung von 100 % auf 0 % geregelt wird.

#### Nachstellzeit >Tn< (Integralanteil)

Kompensation der auf Grund des Proportionalreglers vorhandenen bleibenden Regelabweichung. Zu klein gewählte Nachstellzeiten können zu Unstabilitäten führen. Zu groß gewählte Nachstellzeiten verlängern das Ausgleichen der Regeldifferenz unnötig.

#### Vorhaltezeit >Tv< (Differentialanteil)


Der Differentialanteil verkürzt die Ausregelzeit. Zu klein gewählte Vorhaltezeit verlängern den Störgrößenausgleich und führen zu großen Überschwingern beim Anfahren. Zu groß gewählte Vorhaltezeiten können zu Unstabilitäten führen (Schwingungen).

1. Die Taste  betätigen bis das gewünschte Unter-Menu (Regelparameter) angezeigt wird. (Anzeige Zeile 3 blinkt)

2. Wert einstellen:


Mit den Cursor-Tasten   die Ziffer über VFD - DISPLAY anwählen. ( Ziffer blinkt)

Mit den Editier-Tasten   Ziffer einstellen (-, 0, 1, 2, 3, ... 9).

3. Mit Taste  den neuen Parameter speichern.

Weiter mit  /  / 


#### Optimierungshinweise für die PID-Regelparameter



Regelparameter XP-, TN-, TV- INTERN sowie -EXTERN

Der zeitliche Verlauf der Temperatur des Temperiergutes gibt Aufschluss über eine eventuelle Fehleinstellung der Regelparameter.

### Fehleinstellungen können zu folgenden Aufheizkurven führen:



#### 7.1.4. Regelparameter – XPU-, XP-, TN-, TV- EXTERN

Die werkseitig eingestellten Regelparameter sind in den meisten Fällen ausreichend um einen optimalen Temperaturverlauf im Temperiergut zu erreichen.

Die einstellbaren Regelparameter erlauben eine Anpassung an besondere Regelstrecken.

**XXXXXX**  
**XP EXT**  
**0.7**

Einstellbereich:  
0.1 ...99.9

**XXXXXX**  
**TN EXT**  
**720**


Einstellbereich:  
1 ...9999

**XXXXXX**  
**TV EXT**  
**55**

Einstellbereich:  
0 ... 99

**XXXXXX**  
**XPU EXT**  
**3.0**


Einstellbereich:  
0.1 ... 99.9

1. Die Taste  betätigen bis das gewünschte Unter-Menu (Regelparameter) angezeigt wird. (Anzeige Zeile 3 blinkt)

2. Wert einstellen:

Mit den Cursor-Tasten   die Ziffer über VFD - DISPLAY anwählen. ( Ziffer blinkt)

Mit den Editier-Tasten   Ziffer einstellen (-, 0, 1, 2, 3, ... 9).

3. Mit Taste  den neuen Parameter speichern.

Weiter mit  /  / 

#### Proportionalbereich >Xpu<

Der Proportionalbereich Xpu des unterlagerten Reglers wird nur für externe Regelung benötigt.

## 7.2. MENU CONFIG - Gerätekonfigurationen

XXXXXX  
MENU  
CONFIG

MENU

CONFIG: Mit der Enter-Taste  in Ebene 2 schalten

MENU

>SETP<

(KEY / SERIAL )

Vorortbedienung oder Fernsteuerung

MENU

>RESET<

( NO / YES ) Werkseinstellungen

MENU

>TIME<

(hh : mm ) Uhr einstellen

MENU

>DATE<

(TT/MM.JJ ) Datum einstellen

### 7.2.1. SETPOINT – Vorortbedienung oder Fernsteuerung


Werkseinstellung: KEY

Für die Art der Sollwert-Einstellung bietet die Regelelektronik drei Möglichkeiten.


**KEY** - Sollwert-Einstellung über die Tastatur  
bzw. den integrierten Programmgeber.

**SERIAL** - Sollwert-Einstellung über die serielle Schnittstelle RS232  
durch einen PC bzw. ein übergeordnetes Prozessleitsystem.

❶ In der Kopfzeile des VFD -DISPLAY leuchtet ein „R“ für  
Remote control; - Fernsteuerbetrieb eingestellt.

1. Die Taste  betätigen bis das Unter-Menu > SETPOINT <  
angezeigt wird. (Anzeige Zeile 3 blinkt)

2. Mit Tasten   Parameter anwählen (KEY/SERIAL)

3. Mit Taste  den neuen Parameter speichern.

Weiter mit  /  / 

XXXXXX  
SETP  
KEY

R



XXXXXX  
SETP  
SERIAL

○  ○  
RS232

**WICHTIG:** Weitere Maßnahmen für die Fernsteuerung

❶ Thermostat und PC mit einem Schnittstellenkabel verbinden.

❶ Die Schnittstellenparameter beider Schnittstellen (Thermostat  
und PC) prüfen und gegebenenfalls für Übereinstimmung  
sorgen.

(Siehe 11.1. Vorbereitung zur Fernsteuerung Seite 53 )



### 7.2.2. RESET - Werkseinstellungen

**-OFF-**  
**RESET**  
**NO**





Werkseinstellung:  
NO

Mit diesem Reset werden alle eingestellten Werte auf Werkseinstellung zurück gesetzt, ausgenommen Datum und Uhrzeit.  
Ein RESET ist nur im Zustand -OFF- möglich.

Einstellbare Parameter:

NO / YES

**-OFF-**  
**RESET**  
**-RUN-**

1. Die Taste  betätigen bis das Unter-Menü > RESET < angezeigt wird. (Anzeige Zeile 3 blinkt)
2. Mit Tasten   Parameter anwählen (NO / YES)
3. Mit Taste  den neuen Parameter speichern.

❗ Während der Meldung -RUN- werden alle Parameter auf Werkseinstellung zurück gesetzt.

### 7.2.3. TIME / DATE - Uhr und Datum einstellen










**XXXXXX**  
**TIME**  
**1 6h 45.1 0**

hh mm

**XXXXXX**  
**DATE**  
**1 6 / 0 9 . 0 3**

TT/MM.JJ

Die interne Echtzeituhr ermöglicht das Starten eines Profils zu einem beliebigen Zeitpunkt. Die Uhr wird im Werk auf die aktuelle Ortszeit eingestellt.

1. Die Taste  betätigen bis das Unter-Menü > TIME < bzw. > DATE < angezeigt wird. (Anzeige Zeile 3 blinkt)
2. Uhr / Datum einstellen:  
Mit den Cursor-Tasten   die Ziffer über VFD - DISPLAY anwählen. ( Ziffer blinkt)  
  
Mit den Editier-Tasten   Ziffer einstellen (-, 0, 1, 2, 3, ... 9).
3. Mit Taste  den neuen Parameter speichern.  
Weiter mit  /  / 

❗ Uhr: Nur Stunde und Minuten werden eingestellt.

### 7.3. MENU SERIAL - BAUDRATE, HANDSHAKE, PARITY

XXXXXX  
MENU  
SERIAL

MENU

SERIAL: Mit der Enter-Taste  in Ebene 2 schalten

MENU

>BAUDRAT<

MENU

>PARITY<

MENU

>H-SHAKE<

Werkseinstellungen:

4800 Baud

even

Hardwarehandshake

Für die Kommunikation des Thermostaten mit einem PC oder einem übergeordneten Prozessleitsystem müssen die Schnittstellenparameter beider beteiligter Geräte übereinstimmen.

#### Einstellbare Schnittstellenparameter

XXXXXX  
BAUDRAT  
4800

BAUDRATE      4800 Baud  
                  9600 Baud  
                  19200 Baud  
                  38400 Baud

XXXXXX  
PARITY  
EVEN








PARITY            no  
                      odd  
                      even

XXXXXX  
H-SHAKE  
HARD

#### HANDSHAKE


0 = Xon/Xoff-Protokoll      (Softwarehandshake)  
1 = Protokoll RTS/CTS      (Hardwarehandshake)

Datenbits = 7; Stopbits = 1

1. Die Taste  betätigen bis der gewünschte Menu-Punkt angezeigt wird. (Anzeige Zeile 3 blinkt)
2. Mit Tasten   Parameter anwählen
3. Mit Taste  den neuen Parameter speichern.  
Weiter mit  /  / 

## 7.4. MENU LIMITS - Begrenzungen

**XXXXXX**  
MENU  
LIMITS

**MENU** **LIMITS:** Mit der Enter-Taste  in Ebene 2 schalten

<b>MENU</b>	>SET MAX<	
<b>MENU</b>	>SET MIN<	
<b>MENU</b>	>HEATMAX<	
<b>MENU</b>	>COOLMAX<	
<b>MENU</b>	>INT MAX<	}
<b>MENU</b>	>INT MIN<	}
<b>MENU</b>	>BAND H<	
<b>MENU</b>	>BAND L<	}

Bei externer Regelung werden diese Menu-Punkte zusätzlich angezeigt.

1. Die Taste **MENU** betätigen bis das gewünschte Unter-Menu angezeigt wird. (Anzeige Zeile 3 blinkt)

2. Werte einstellen:

Mit den Cursor-Tasten   die Ziffer über VFD - DISPLAY anwählen. ( Ziffer blinkt)

Mit den Editier-Tasten   Ziffer einstellen (-, 0, 1, 2, 3, ... 9).

3. Mit Taste  den neuen Parameter speichern.

Weiter mit **MENU** / **ESC** / 

Werkseinstellungen:

**XXXXXX**  
SET MAX  
200.0

**XXXXXX**  
SET MIN  
-94.9

**SETPOINT MAX / MIN** - Maximaler und minimaler Sollwert  
Einschränkung des einstellbaren Temperaturbereichs

Die Begrenzung des Betriebstemperaturbereiches hat Auswirkung auf die Temperatureinstellung im Menu der Taste **T**.

Es können nur Arbeitstemperaturwerte eingestellt werden, die sich zwischen den hier festgelegten Grenzwerten befinden.

Vorhandene Einstellungen für SETP 1, -2, -3, auch die für >OVERTMP< und > SUBTMP < (siehe Seite 24), werden automatisch mit in die Begrenzung verschoben.

Einstellbereich: -99,9 °C ... +200,0 °C

 SET MAX > SET MIN

Ein Vertauschen der Werte wird nicht zugelassen.

### Werkseinstellungen:


XXXXXX  
HEATMAX  
100

XXXXXX  
COOLMAX  
0

### Werkseinstellungen:

XXXXXX  
INT MAX  
200.0

XXXXXX  
INT MIN  
-94.9



> SAFETMP <

### Eingestellte maximale Heizung / Kühlung

Die Heiz- und die Kühlleistung des Gerätes sind einstellbar. 100 % entsprechen den in den technischen Daten angegebenen Leistungen.

#### Einstellbereich:

**HEAT MAX** – 0 bis 100 % in 1 % Schritten

**COOLING MAX** – 0 bis 100 % in 1 % Schritten

### INTERN MAX / MIN

#### Einschränkung des Temperaturbereichs im internen Bad.

Einstellbereich: -94,9 °C ... +200,0 °C

Die Begrenzungen INT MAX und INT MIN sind nur in der Betriebsart extern regeln wirksam. Mit INT MAX und INT MIN werden starre Grenzen für die zu erwartenden Temperaturen im internen Bad festgelegt. Der Temperaturregler kann diese Grenzen nicht überschreiten, auch wenn dies für die Temperatur im externen System notwendig wäre. Unter Umständen kann dadurch der externe Sollwert nicht erreicht werden.

#### Sinn einer Begrenzung:

- ☒ Schutz der Temperierflüssigkeit vor Überhitzung.
- ☒ Schutz vor einer ungewollten Alarm-Abschaltung durch den Übertemperaturbegrenzer - >ALARM CODE 14<.  
Den Wert von > INT MAX mindestens 5 °C unter den Wert von >SAFETMP< einstellen.
- ☒ Schutz des Pumpenmotors vor zu hoher Viskosität der Temperierflüssigkeit bei niederen Temperaturen.
- ☒ Bei Kältethermostaten: Einfrierschutz bei Verwendung von Wasser als Temperierflüssigkeit.

### BAND HIGH / LOW - Bandbegrenzung

Die Bandbegrenzung ist bei externer Regelung aktiv. Für die Aufheizphase und für die Abkühlphase sind unterschiedliche, praxisgerechte Einstellungen möglich.


Einstellbereich: 0 °C ... 200 °C

### Werkseinstellungen:

XXXXXX  
BAND H  
200

XXXXXX  
BAND L  
200

Mit **BAND HIGH** und **BAND LOW** werden für die Aufheizphase bzw. die Abkühlphase maximal zulässige Temperaturdifferenzen zwischen internem Bad und dem externen System festgelegt. Während der Aufheizphase addiert sich dieser Differenzwert immer zur aktuellen externen Temperatur. In der Abkühlphase wird der Differenzwert subtrahiert.



Sinn einer Begrenzung:

- ☒ Schutz des Temperiergutes durch schonende Temperierung.
- ☒ Schutz von z. B. Glasreaktoren vor thermischen Spannungen.


❶ Die Werte von **INTMAX:** und **INTMIN** sind dieser Bandbegrenzung übergeordnet.

## 7.5. MENU PROGRAM –Programmgeber

XXXXXX  
MENU  
PROGRAM

Der Thermostat bietet 2 Programme an.

MENU

**STANDARD:** Mit der Enter-Taste  in Ebene 2 schalten

XXXXXX  
PROGRAM  
STANDAR

oder

Mit Tasten   Parameter anwählen

XXXXXX  
PROGRAM  
GRADIEN

**GRADIENT:** Mit der Enter-Taste  in Ebene 2 schalten

### 7.5.1. GRADIENT

**GRADIENT:** Einstellung einer Steigung °C/Minute

MENU

>Start<

Start (NO/YES)

MENU

> END-T <

Zieltemperatur (XXX.X °C)

MENU

> °C/min <

Steigung pro Minute (0.1 – 15.0)


XXXXXX  
END-T  
20.0

XXXXXX  
°C/min  
1.0

XXXXXX  
START  
NO

XXXXXX  
START  
YES

1. Die Taste  betätigen bis das gewünschte Unter-Menu angezeigt wird. (Anzeige Zeile 3 blinkt)

2. Werte einstellen:

- Mit den Cursor-Tasten   die Ziffer über VFD – DISPLAY anwählen. ( Ziffer blinkt)

- Mit den Editier-Tasten   Ziffer einstellen  
(-, 0, 1, 2, 3, ... 9)



oder

mit den Editier-Tasten   den Parameter auswählen.  
(Start – NO/YES)

3. Mit Taste  den neuen Wert / Parameter speichern.

Weiter mit  / 2x  / 

4. >PROGRAMM GRADIENT< ausführen:

2x Taste  betätigen, danach Taste 

Soll eine Aufheizphase oder eine Abkühlphase für das Einsatzgut besonders schonend verlaufen, kann mit dem >PROGRAMM GRADIENT< für den Temperaturverlauf eine entsprechende Steigung eingestellt werden.

Ist das >PROGRAMM GRADIENT< mit >Start - YES < aktiviert wird in Zeile 2 des VFD-Display der Sollwert „SG“ angezeigt.

Sinn macht die Benutzung des >PROGRAMM GRADIENT<, wenn der Thermostat der Sollwertvorgabe durch Heizen bzw. Kühlen problemlos folgen kann. Je geringer die Differenz zwischen Sollwert SG und der Badtemperatur während des Programmablaufs ist, desto kleiner ist die eingestellte Steigung.

❶ Schlechte Wahl der Parameter:

Die Steigung ist zu steil gewählt, wenn die Differenz zwischen dem Sollwert SG in Zeile 2 und des Badtemperatur in Zeile 1 immer größer wird.

❷ Die Wahl der Steigung ist abhängig vom Volumen des benutzten Bades bzw. von den Menge der Temperierflüssigkeit in einem Temperierkreislauf.

❸ Die Zieltemperatur > END-T < und die Steigung > °C/min < können bei Einstellung >Start - YES < nicht geändert werden.


Für Veränderung, Menu >Start< zuerst auf >NO< schalten.

**Wichtig:**

Das >PROGRAMM GRADIENT< mit >Start - NO < deaktivieren,

wenn eine andere Sollwertvorgabe benutzt werden soll, z. B. Menu T

Beispiele:



❹ Eine Steigung wird ohne Vorzeichen eingestellt (Beispiel B 0.7 °C/min). Der Thermostat errechnet sich erst nach >Start - YES < das Vorzeichen der Steigung.






## 7.5.2. STANDARD

**STANDARD:** Integrierter Programmgeber







- 1 Profil
- 10 Abschnitte
- 99 Wiederholungen

① Zuerst ein Profil erstellen. Soll zu einem bestimmten Zeitpunkt gestartet werden, dann auch Stunde (TIME) und Tag (DATE) einstellen.

	>PS STEP<	Programm Start bei Abschnitt ....
	> PS RUNS <	Anzahl der Wiederholungen 1 ... 99
	> PS GO <	Startzeitpunkt (NOW/TIME)
	> P TIME <	Start-Zeit (hh:mm)
	>P DATE<	Start-Datum (TT/MM.JJ)
	>PS END<	Status am Programmende (STBY/SETP) (Standby oder letzter Sollwert)
	> PE STEP<	Programmschritt (1 ... 10)
	>Px SEP <	Temperatur-Sollwert von Schritt ...
	>Px TIM<	Zeitdauer von Schritt ...
	>Px DEL<	Programmschritt löschen (YES/NO)
	> PE DEL<	Programm löschen (YES/NO)

1. Die Taste  betätigen bis das gewünschte Unter-Menu angezeigt wird. (Anzeige Zeile 3 blinkt)
2. Werte einstellen:
  - Mit den Cursor-Tasten   die Ziffer über VFD - DISPLAY anwählen. ( Ziffer blinkt)
  - Mit den Editier-Tasten   Ziffer einstellen  
(-, 0, 1, 2, 3, ... 9)


**oder**

mit den Editier-Tasten   den Parameter auswählen.
3. Mit Taste  den neuen Wert / Parameter speichern.  
Weiter mit  /  / 



Mit dem integrierten Programmgeber kann schnell und einfach ein Solltemperaturverlauf programmiert werden. Einen solchen Temperaturverlauf nennt man Profil. Ein Profil setzt sich aus einzelnen Abschnitten (PESTEP) zusammen. Die Abschnitte sind definiert durch Zeitdauer (PxTIM) und Zieltemperatur. Die Zieltemperatur ist die Solltemperatur (PxSEP), die nach Ablauf eines Abschnitts erreicht wird. Aus Zeit- und Temperaturdifferenz in einem Abschnitt, berechnet der Programmgeber eine Temperaturrampe.

PE STEP (Nr.)	1	2	4	6	8
Px SEP (°C)	100	180	180	75	75
Px TIM (hh.mm)	00:20	00.10	00:20	00:50	00:20




Grafik 1

## Start-MENU

### Programmgeber starten

Mit den 3 folgenden Menu-Punkten kann der Programmgeber gestartet werden.

#### ① Bedingungen:

1. Zuerst ein Profil erstellen. (Siehe Seite 43)
2. Eine Startzeit (>TIME< >DATE<) einstellen, wenn der Start mit der internen Zeitschaltuhr erfolgen soll. (Siehe Seite 43)
3. Zurück zum Start-MENU und die gewünschten Einstellungen bei jedem MENU-Punkt mit der Taste  bestätigen.

XXXXXX  
PS STEP  
1

>PS STEP< (1 ... 10)

Programmstart bei Abschnitt (STEP)

Beispiel: STEP 1 

XXXXXX  
PS RUNS  
10


>PS RUNS<(1 ... 99)



Anzahl der Wiederholungen. Beispiel: RUNS 10 

Das Profil wird 10-mal nacheinander durchlaufen.

XXXXXX  
PS GO  
TIME

>PS GO<

Der Start des Profils kann hier mit dem Parameter (NOW ) sofort,

oder () mit dem Parameter (TIME ) zur eingestellten Zeit erfolgen.

Im Beispiel Seite 43 ist eingestellt: 19. Dezember 2005 14:25 Uhr

**Anzeigen in der Wartezeit bis zum Start:**

In Zeile 3 werden abwechselnd der Hinweis >TIMER< und die eingestellten Werte für „TIME“ und „DATE“ angezeigt.

-OFF-  
S xx  
TIMER

XXXXXX  
S XX.X  
STEP X

A S XX.X  
XXhXXxx

B S XX.X  
XXhxx

C1 S XX.X  
I xxx.x

C2 S XX.X  
E xxx.x



D1 S XX.X  
RUN

D2 S XX.X  
PAUSE


**Der gestartete Programmgeber**


Der gestartete Programmgeber zeigt in Zeile 2 den aktuell errechneten Sollwert S XX.X. Der Wert erhöht sich in der Zeit >Px TIM< bis die Zieltemperatur >Px SEP< des Abschnitts erreicht ist.

Ist die Zeit in einem Abschnitt auf „0“ gesetzt, beginnt der nächste Abschnitt erst mit Erreichen der Zieltemperatur.

Mit den Editier-Tasten   kann die Anzeige in Zeile 3 umgeschaltet werden. Die Anzeige wechselt mit einer Taktzeit von ca. 4 Sekunden zwischen dem aktuellen Abschnitts (STEP X) und

- A der Restzeit des Abschnitts
- B der Restzeit des Profils
- C der aktuellen Badtemperatur
- I xxx.x - interner Istwert oder
- E xxx.x - externer Istwert
- D RUN – der Programmgeber ist gestartet oder

PAUSE – der Fortschritt des Programms ist mit Taste  unterbrochen worden. Während die Zeit angehalten wird bleibt die Temperatur konstant beim zuletzt errechneten Sollwert.

Weiter mit Taste 

-OFF-  
S xxx.x  
I xx.x

**Abbruch / Unterbrechung des Programms**

- ❶ Mit der Taste  kann das Programm jederzeit abgebrochen werden.
- ❷ Das Programm wird bei Unterbrechung der Stromzufuhr abgebrochen. Der Thermostat schaltet zurück in den -OFF- Zustand.
- ❸ Ist die AUTOSTART-Funktion eingeschaltet startet der Programmgeber wieder und das mit etwa 5 Minuten Versatz zum Zeitpunkt der Unterbrechung. Die Badtemperatur hat sich allerdings unkontrolliert verändert.

### Startzeitpunkt einstellen

XXXXXX  
TIME  
14h25ss

>TIME<

Hier die Startzeit einstellen. Beispiel: 14:25 Uhr

XXXXXX  
DATE  
19/1205

>DATE<

Hier den Starttag einstellen. Beispiel: 19. Dezember 2005

❶ Eventuell die Einstellung der internen Echtzeituhr prüfen (siehe Seite 33).

### Programmgeber-Status

XXXXXX  
PS END  
SETP


>PS END< (STBY / SETP)

Hier wird der Status für das Ende des Programms festgelegt. Mit Parameter StandBY geht der Thermostat in den Zustand –OFF-. Mit Parameter SETPoint hält der Thermostat die Temperatur auf dem Wert des letzten Abschnitts konstant.

### Profil erstellen, Abschnitte anzeigen

Beispiel: Abschnitt 2

XXXXXX  
PE STEP  
2

1 Die Taste  betätigen bis das Unter-Menü >PE STEP x< angezeigt wird. (Anzeige Zeile 3 blinkt)

1.1 Mit den Editier-Tasten   die Nummer des gewünschten Abschnitts einstellen (1, 2, 3, ... 10).

1.2 Mit der Betätigung der Taste  wird in die Menu-Ebene 3 gewechselt..

#### Menu-Ebene 3:

XXXXXX  
P2 SEP  
180.0

2 Unter-Menü >Px SEP< (SETPOINT)

Hier einen Temperaturwert einstellen Beispiel: 180 °C

2.1 Mit den Cursor-Tasten   die Ziffer anwählen. ( Ziffer blinkt)

2.2 Mit den Editier-Tasten   Ziffer einstellen (-, 0, 1, 2, 3, ... 9)

2.3 Mit Taste  den neuen Wert speichern.

2.4 Weiter mit 

XXXXXX  
P2 TIM  
00h10

3 Unter-Menu >Px TIM< (TIME)  
Hier eine Zeit einstellen. Beispiel: 10 Minuten.

3.1 Mit den Cursor-Tasten   die Ziffer anwählen. ( Ziffer blinkt)

3.2 Mit den Editier-Tasten   Ziffer einstellen  
(-, 0, 1, 2, 3, ... 9)

3.3 Mit Taste  den neuen Wert speichern.

3.4 Weiter mit 

XXXXXX  
P2 DEL  
NO

4 Unter-Menu >Px DEL< (DELETE)  
Standardeinstellung (NO)  
Mit Parameter (YES) werden die Werte in diesem Abschnitt gelöscht.

4.1 Wenn erforderlich mit den Editier-Tasten   den Parameter YES einstellen und mit Taste  bestätigen.

5 Mit  zurück zu Unter-Menu >Px SEP< in Menu-Ebene 3  
Oder

6 Mit  zurück zu Unter-Menu >PE STEP x< in Menu-Ebene 2

XXXXXX  
P1 xxx  
---.-



❗ Abschnitte ohne Wert- und Zeitangabe, auch nicht Wert 0, werden übersprungen. Sie können aber nachträglich in das Profil integriert werden.  
Beispiel: Abschnitt 1

### Profil löschen

XXXXXX  
PE DEL  
YES


>PE DEL< (YES/NO)  
Mit Parameter (YES) werden **alle Abschnitte** >PE STEP / 1 bis 10< gelöscht.

## 7.6. MENU ADJUST – ATC Absolut Temperature Calibration

ATC dient zum Ausgleich eines Temperaturgefälles welches sich - physikalisch bedingt - zwischen Thermostat und einem definierten Messpunkt (Temperatur-Messgerät) im Badgefäß bilden kann.

XXXXXX  
MENU  
ADJUST


 **ADJUST:** Mit der Enter-Taste  in Ebene 2 schalten

 >ATC SEN <  
(INT)      **oder**      (EXT)












 > ATCSTAT <       > ATCSTAT <  
(ON oder OFF)      (ON oder OFF)

 >C ART       >C ART  
>1. Punkt<, >2. Punkt< oder >3. Punkt< -Abgleich

 > TTEMP 1<       > TTEMP 1<  
 > CTEMP 1<       > CTEMP 1<

 > TTEMP 2<       > TTEMP 2<  
 > CTEMP 2<       > CTEMP 2<


 > TTEMP 3<       > TTEMP 3<  
 > CTEMP 3<       > CTEMP 3<

1. Die Taste  betätigen bis das gewünschte Unter-Menu angezeigt wird. (Anzeige Zeile 3 blinkt)
2. Werte einstellen:
  - Mit den Cursor-Tasten   die Ziffer über VFD DISPLAY anwählen. ( Ziffer blinkt)
  - Mit den Editier-Tasten   Ziffer einstellen  
(-, 0, 1, 2, 3, ... 9)  
oder  
mit den Editier-Tasten   den Parameter auswählen.
3. Mit Taste  den neuen Wert / Parameter speichern.  
Weiter mit  /  / 


<div> <div> <b>XXX.X</b>  ACT SEN  INT </div> <div> <b>XXX.X</b>  ACT SEN  EXT </div> </div>		<p>ATC SENSOR_INT / EXT</p> <p>Im ersten Unter-Menu wird die ATC-Funktion für den &gt;INT&lt; internen- oder den &gt;EXT&lt; externen Temperatursensor eingeschaltet.</p> <p>Der Abgleich kann für den internen Temperatursensor und für einen externen Temperatursensor, der an der Anschlussbuchse „ext. Pt100“ angeschlossen ist, durchgeführt werden.</p> <p>Der Thermostat kann beide Parametersätze speichern, angezeigt wird aber nur der unter Menu-Punkt &gt;ATC SEN &lt; eingestellte.</p>
<div> <div> <b>XXX.X</b>  ATCSTAT  OFF </div> <div> <b>XXX.X</b>  ATCSTAT  ON </div> </div>		<p>ATC STATUS_ON / OFF</p> <p>Im zweiten Unter-Menu wird die ATC-Funktion für den oben gewählten Temperatursensor aktiviert &gt;ON&lt; bzw. deaktiviert &gt;OFF&lt;.</p> <p>&gt;OFF&lt; Der Regler des Thermostaten arbeitet mit der Originalkurve des Temperatursensors.  <b>Wichtig:</b> Beim Abgleichvorgang muss &gt;OFF&lt; eingeschaltet sein.</p> <p>&gt;ON&lt; Der Regler des Thermostaten arbeitet mit der neuen Kalibrierkurve.  <b>Wichtig:</b> Nach dem Abgleichvorgang &gt;ON&lt; einstellen.</p> <p>❶ Die ATC Kalibrierkurve beeinflusst im &gt; ATC STATUS &lt; &gt;ON&lt; immer die aktuelle Arbeitstemperatur, auch die über die Schnittstelle eingestellte.</p>
<div> <div> <b>XXX.X</b>  C ART  x POINT </div> </div>		<p>CALIBRATION ART: 1 -/ 2 -/ 3 POINT</p> <p>Es kann ein &gt;1. Punkt&lt;, &gt;2. Punkt&lt; oder &gt;3. Punkt&lt; -Abgleich durchgeführt werden.</p> <p>Zuerst den Ort, auf den abgeglichen werden soll (Messpunkt CT), geometrisch bestimmen, danach die Temperaturwerte der Abgleich-Punkte festlegen.</p> <p>Die Art des Abgleichs bestimmt auch die Anzahl der folgenden Werte-Paare die am LCD DIALOG-DISPLAY angezeigt werden.</p>
<div> <div> <b>XXX.X</b>  TTEMP 1  x 80.0 </div> <div> <b>XXX.X</b>  CTEMP 1  x 79.7 </div> </div>	<div> <div> <b>XXX.X</b>  TTEMP 2  x 120.0 </div> <div> <b>XXX.X</b>  CTEMP 2  x 119.5 </div> </div>	<p>Wertepaare.</p> <p><b>TTEMP X:</b> Thermostat Temperatur 1 oder 2 oder 3 (Istwert TT )  Der Ist-Temperaturwert im Bad wird automatisch, zeitgleich mit dem „Calibrier-Wert“ &gt;CTEMP&lt; gespeichert und kann zur Kontrolle angezeigt werden.</p> <p><b>CTEMP X:</b> Calibrier Temperatur 1 oder 2 oder 3 (Istwert CT )  Der „Calibrier-Wert“ wird mit einem Temperaturmessgerät ermittelt und unter Menu-Punkt &gt;CTEMP&lt; gespeichert.</p>
<div> <div> <b>XXX.X</b>  TTEMP 3  x 160.0 </div> </div>	<div> <div> <b>XXX.X</b>  CTEMP 3  x 159.3 </div> </div>	

Beispiele:

1-Punkt-Abgleich



3-Punkt-Abgleich




$T_{T1}$  = Originalkurve

### Prinzip:

Für den ATC-Abgleich wird die Bad-Temperatur am Ort des Temperatur-Fühlers (CT) im eingeschwungenen Zustand ermittelt. Dieser Wert wird dann am Thermostat im Menu >ATCalibration< im Menu-Punkt

>C TEMP X< eingestellt.

Das kann ein 1-Punkt-, 2-Punkt- oder 3-Punkt-Abgleich sein.



M = Temperatur-Messgerät mit Temperatur-Fühler

B = Badgefäß (INT oder EXT)

T = Thermostat

CT = Temperatur am geometrisch festgelegten Messpunkt

TT = Temperatur am Thermostat

### Beispiel:

Dreipunktabgleich für interne Regelung.

Im Temperaturbereich von 80 °C bis 160 °C soll die Kalibrierkurve des Temperaturfühlers (TT) den tatsächlich auftretenden Temperaturen an dem Messpunkt (CT) angeglichen werden.

XXXXXX  
MENU  
CONTROL

XXX.X  
CONTROL  
INT

XXX.X  
SETP 1  
80.0

XXXXXX  
MENU  
ADJUST

XXX.X  
ACT SEN  
INT

XXX.X  
ATCSTAT  
OFF

XXX.X  
C ART  
3 POINT

XXX.X  
CTEMP 1  
I 79.7

XXX.X  
TTEMP 1  
I 80.0



↑ „I“ für interne

Regelung

## Regler auf interne Regelung stellen:


① Die Regelart kann nur im Zustand **–OFF–** eingestellt werden.

1. Die Taste  betätigen.

1.1. Im Menu >CONTROL< das Unter-Menu >CONTROL< auf  
>INT< einstellen und mit der Taste  bestätigen  
(siehe Seite 28). Weiter mit .



2. Die Start/Stop-Taste  drücken.

## Arbeitstemperaturwert SETP einstellen:

3. Die Taste  betätigen und den 1. Temperaturwert unter  
z. B. SETPiont 1 einstellen (im Beispiel 80 °C).

3.1. Die Temperatur im Bad auf diesen Wert etwa 5 Minuten  
einschwingen lassen.

## Abgleichvorgang:

4. Die Taste  betätigen und mit Taste  das Menu  
>ADJUST< öffnen.

4.1. Menu-Punkt >ATC SEN< auf >INT< ,

4.2. Menu-Punkt >ATCSTAT< auf >OFF< ,


4.3. Menu-Punkt >C ART< auf >3 POINT < stellen.

(Diese drei Einstellungen bleiben während des gesamten  
Dreipunktabgleichs erhalten.)

5. Den Wert von CT am Temperatur-Messgerät ablesen und unter  
Menu-Punkt >CTEMPt1< (79.7 °C) mit Hilfe der Tastatur  
eingeben.

Mit betätigen der Taste  speichert der Thermostat auch den  
Wert von TT als Wert von >TmpWert1< (80.0 °C) .

Der erste der 3 Punkte ist damit abgeglichen.

Weiter mit 

6. Den Vorgang bei 120 °C und 160 °C wiederholen  
(Position 3. bis 5. ).

**Wichtig:** Nach dem Abgleichvorgang den Menupunkt ATC  
STATUS auf >ON< schalten.

Beispiele:

$T_T = 80.0 \text{ °C}$	$T_T = 120.0 \text{ °C}$	$T_T = 160.0 \text{ °C}$
$T_M = 79.7 \text{ °C}$	$T_M = 119.5 \text{ °C}$	$T_M = 159.3 \text{ °C}$



## 8. Mögliche Störursachen / Alarm-Meldungen


**XXXXXX**  
**ALARM**  
**CODE 01**



**XXXXXX**  
**WARNING**  
**CODE 40**

### Alarm mit Abschaltung:

Bei den nachfolgend aufgeführten Störungen werden Heizung und Umwälzpumpe des Thermostaten allpolig bleibend abgeschaltet.

Die Kontroll-Anzeige „“ leuchtet auf und gleichzeitig ertönt ein anhaltender Signalton.

Am VFD -DISPLAY wird der Grund für den Alarm als Nummer eingeblendet.

### Warnungen ohne Abschaltung:

Am VFD -DISPLAY wird der Grund für die Warnung als Nummer eingeblendet, das Warnsignal ertönt in gleichmäßigen Intervallen.. Die Meldungen erscheinen im 10-Sekunden Takt.



Der Signalton kann durch Betätigen der Enter-Taste  stummgeschaltet werden.

**ALARM**  
**CODE 01**

- Der Thermostat wird ohne oder mit zu wenig Temperierflüssigkeit betrieben bzw. der minimale Flüssigkeitsstand ist unterschritten. Temperierflüssigkeit nachfüllen.
- Ein Schlauchbruch liegt vor (zu geringe Füllhöhe der Temperierflüssigkeit durch Auspumpen). Temperierschlauch austauschen und Temperierflüssigkeit nachfüllen.
- Der Schwimmer ist defekt (z. B, durch Transportschaden).

**ALARM**  
**CODE 02**

- Beim Selbsttest nach dem Einschalten wird ein Kurzschluss zwischen Pin 2 und Pin 4 der Steuerleitung festgestellt, oder die Steuerleitung wurde während des Betriebs unterbrochen. Verbindung wieder herstellen bzw. Kurzschluss beseitigen.

**WARNING**  
**CODE 03**

- Übertemperatur-Warnung  
oder  
Übertemperatur-Alarm

**ALARM**  
**CODE 03**

**Warn-Art:** Eingestellt auf >Warnung< oder >Alarm< (siehe Seite 25)

**WARNING**  
**CODE 04**

- Untertemperatur-Warnung  
oder  
Untertemperatur –Alarm.

**ALARM**  
**CODE 04**

**Warn-Art:** Eingestellt auf >Warnung< oder >Alarm< (siehe Seite 25)

**ALARM**  
**CODE 05**

- Die Leitung des Arbeitstemperaturfühlers ist unterbrochen oder kurzgeschlossen.

**ALARM  
CODE 06**

- Defekt des Arbeits- oder Übertemperaturschutzfühlers.  
Arbeitstemperaturfühler und Übertemperaturschutzfühler haben eine Differenz von mehr als 25 K.

**ALARM  
CODE 07**

- sonstige Fehler

**ALARM  
CODE 12**

- Fehler des A/D-Wandlers

**ALARM  
CODE 14**


- Übertemperaturschutzfühler defekt.
- Die Schutztemperatur liegt unterhalb des eingestellten Arbeitstemperatur-Sollwertes.  
Die Schutztemperatur auf einen höheren Wert einstellen.

**ALARM  
CODE 15**

- Regelung extern eingestellt aber Pt100 Externfühler nicht angeschlossen oder defekt.

**ALARM  
CODE 33**

- Die Leitung des Übertemperaturschutzfühlers ist unterbrochen oder kurzgeschlossen.




Durch kurzes Aus- und erneutes Einschalten wird der Alarmzustand aufgehoben.

Tritt der Fehler nach erneutem Einschalten wieder auf, ist eine Ferndiagnose zu erstellen.

**XXXXX  
CONFIG  
ERROR**

Sondermeldung „Configuration Error“


Die Konfiguration des Thermostaten entspricht nicht seinem momentanen Einsatz.

Die Enter-Taste  betätigen um einmalig die Konfiguration automatisch zu ändern.

In diesem Fall unseren technischen Service oder den autorisierten Vertragshändler anrufen.

**Störungen die nicht angezeigt werden.**

Der elektronische Umwälzpumpenmotor ist durch eine elektronische Strombegrenzung vor Überlastung geschützt. Ist oder wird die Viskosität der Temperierflüssigkeit zu hoch bleibt der Motor stehen.



Netzsicherungen:

Die Netzsicherungen für das Gerät an der Gehäuserückseite sind Sicherungsautomaten - 15A.

## 9. Sicherheitsanweisungen

Um Personen- und Sachschäden zu vermeiden, ist es wichtig, die Sicherheitsanweisungen zu befolgen. Diese Anweisungen gelten ergänzend zu den Sicherheitsvorschriften an Arbeitsplätzen.



- Gerät darf nur an Stromversorgungs-Netzsteckdosen mit Schutzkontakt (PE) angeschlossen werden!
- Das Gerät auf ebener Fläche auf einer Unterlage aus **nicht brennbarem** Material aufstellen.
- Unter dem Gerät ist der Aufenthalt während des Betriebes verboten.
- Vor der Inbetriebnahme unbedingt die Benutzerinformation lesen.
- Die Übertemperatur-Schutzeinrichtung mindestens 25 °C unter dem Brennpunkt der Temperierflüssigkeit einstellen.
- Gerät nie ohne Badflüssigkeit betreiben!
- Die Wärmeausdehnung der Badöle bei steigender Badtemperatur beachten.
- Eindringen von Wasser in heiße Badöle vermeiden.
- Die Temperierflüssigkeit nicht im heißen Zustand entleeren!  
Die Temperatur der Temperierflüssigkeit vor dem Entleeren kontrollieren, dazu z. B. das Gerät kurz einschalten.
- Eingeschränkten Arbeitstemperaturbereich beim Einsatz von Kunststoff-Badgefäßen beachten.
- Geeignete Temperierschläuche verwenden.  
Schlauchanschlüsse gegen Abrutschen sichern.
- Beschädigte oder undichte Geräte nicht in Betrieb nehmen.
- Gerät ausschalten und Verbindung zum Energieversorgungsnetz trennen, bevor Service- oder Reparaturarbeiten durchgeführt werden oder das Gerät bewegt wird.
- Gerät vollständig entleeren, bevor das Gerät bewegt wird.
- Gerät nicht mit beschädigtem Netzkabel in Betrieb nehmen.



- Teile des Badgefäßes können bei erhöhten Arbeitstemperaturen hohe Oberflächentemperaturen im Dauerbetrieb annehmen. Vorsicht bei Berührung!



### **Achtung:**

Die Schutzeinrichtungen mindestens 2-mal pro Jahr überprüfen!

- Übertemperatur-Schutzeinrichtung nach IEC 61010-2-010  
Mit einem Schraubendreher den einstellbaren Übertemperaturschutz bis zum Abschaltpunkt (Ist-Temperatur) zurückdrehen.
- Unterniveau- Schutzeinrichtung nach IEC 61010-2-010  
Für eine Funktionsprüfung kann der Schwimmer bei diesem Gerät im Bad manuell betätigt werden, z. B. mit einem Schraubendreher.

## 10. Elektrische Anschlussmöglichkeiten





### Achtung:

Nur geschirmte Leitungen verwenden.

Die Schirmleitung der Anschlussleitung ist mit dem Steckergehäuse leitend verbunden.

Bei der Verwendung von Anschlussleitungen bis 3 m Länge bietet das Gerät einen sicheren Betrieb. Längere Anschlussleitungen haben zwar keinen Einfluss auf die richtige Funktion des Gerätes, jedoch kann durch externe Störeinflüsse der sichere Betrieb gefährdet werden.



### Anschluss für Externfühler Pt100


Anschlussbelegung des Fühlers:

Pin	Signal
1	I+
2	U+
3	U-
4	I-

Die Schirmleitung der Anschlussleitung ist mit dem Steckergehäuse und dem Pt100 Fühlerrohr leitend verbunden.


### Serielle Schnittstelle RS232

An dieser Buchse kann ein PC, zur Fernbedienung des Thermostaten, angeschlossen werden.



Beschaltung:

Pin 2	RxD	Receive Data
Pin 3	TxD	Transmit Data
Pin 5	0 V	Signal GND
Pin 6	DTR	Data terminal ready
Pin 7	RTS	Request to send
Pin 8	CTS	Clear to send




### / **ALARM - Buchse**

Die Anschlussbuchse „ ALARM“ kann als Ausgang für Störmeldungen verwendet werden.

Beschaltung: Betrieb = Relais bestromt  
Alarm = Relais stromlos


Anschlussbelegung:

- Pin 1: +24 V (I max. 25 mA)
- Pin 2: 0 V
- Pin 3: Alarm Relais
- Pin 4: Reserviert, nicht benutzen!
- Pin 5: Reserviert, nicht benutzen!



## 11. Fernsteuerbetrieb, Laborautomatisierung

### 11.1. Vorbereitung zur Fernsteuerung



- Die Schnittstellenparameter beider Schnittstellen (Thermostat und PC) prüfen und gegebenenfalls für Übereinstimmung sorgen. (Schnittstellenparameter siehe Seite 34)
- Im >MENU CONFIG< den Menu-Punkt >SETPOINT< auf (SERIAL) einstellen. (Siehe 7.2.1. SETPOINT – Vorortbedienung oder Fernsteuerung)
- Beide Geräte mit einem Schnittstellenkabel verbinden.



Wie alle über die Tastatur einstellbaren Parameter, werden auch die Parameter der Schnittstelle gespeichert und bleiben nach Ausschalten des Gerätes erhalten.

## 11.2. Kommunikation mit PC bzw. übergeordnetem Datensystem

Wird der Thermostat in den Fernsteuerbetrieb versetzt, erscheint am VFD -DISPLAY die Meldung „r OFF“ = REMOTE STOP.  
Die Befehle werden generell vom Rechner (Master) an den Thermostat (Slave) geschickt. Der Thermostat sendet nur auf Anfrage des Rechners, auch Fehlermeldungen.



Nach einer Stromunterbrechung bei Fernsteuerbetrieb müssen über die Schnittstelle der Startbefehl und alle einzustellenden Werte vom PC neu gesendet werden.

AUTOSTART ist nicht möglich!

Eine Übertragungssequenz besteht aus:

- Befehl
- Leerzeichen (↔; Hex: 20)
- Parameter (Dezimaltrennung durch Punkt)
- Endezeichen (↵; Hex: 0D)

Die Befehle werden in sogenannte **in-** und **out-**Befehle unterteilt.

in-Befehle:           Parameter abrufen

out-Befehle:         Parameter einstellen



**out-Befehle sind nur gültig bei Fernsteuerbetrieb.**

### Beispiele für Befehle:

Einstellen des Sollwertes > SETP 1< auf 55,5 °C:

**out\_sp\_00 ↔ 55.5↵**

Abfragen des Sollwertes > SETP 1<: **in\_sp\_00↵**

Antwort des Thermostaten: **55.5↵**

### 11.3. Befehlsübersicht

**out-Befehle:** Parameter bzw. Temperaturwerte einstellen.

Befehl	Parameter	Reaktion/Antwort des Thermostaten
out_mode_01	0	Sollwert „SETP 1“ für Regelung einstellen
out_mode_01	1	Sollwert „SETP 2“ für Regelung einstellen
out_mode_01	2	Sollwert „SETP 3“ für Regelung einstellen
out_mode_04	0	Regelung intern. Temperaturregelung im Thermostatenbad
out_mode_04	1	Regelung extern mit Pt100 Externfühler.
out_mode_05	0	Stop des Thermostaten = r OFF
out_mode_05	1	Start des Thermostaten
out_mode_08	0	Reglerdynamik einstellen - aperiodisch
out_mode_08	1	Reglerdynamik einstellen - standard
out_sp_00	xxx.x	Wert von Arbeitstemperatur „SETP 1“
out_sp_01	xxx.x	Wert von Arbeitstemperatur „SETP 2“
out_sp_02	xxx.x	Wert von Arbeitstemperatur „SETP 3“
out_sp_03	xxx.x	Wert von Übertemperatur „OVERTMP“
out_sp_04	xxx.x	Wert von Untertemperatur „SUBTMP“
out_par_06	xxx	Regelparameter Xp des internen Reglers. 0.1 ... 99.9
out_par_07	xxx	Regelparameter Tn des internen Reglers. 0 ... 9999
out_par_08	xxx	Regelparameter Tv des internen Reglers. 0 ... 99
out_par_09	xxx	Regelparameter Xp des Kaskadenreglers. 0.1 ... 99.9
out_par_10	xxx	P-Anteil des unterlagerten Reglers (Kaskadenregelung) 1 ... 99.9
out_par_11	xxx	Regelparameter Tn des Kaskadenreglers. 0 ... 9999
out_par_12	xxx	Regelparameter Tv des Kaskadenreglers. 0 ... 99
out_par_13	xxx	Maximale interne Temperatur bei Kaskadenregelung
out_par_14	xxx	Minimale interne Temperatur bei Kaskadenregelung
out_par_15	xxx	Bandbegrenzung oben 0 ... 200
out_par_16	xxx	Bandbegrenzung unten 0 ... 200

<b>in-Befehle:</b> Eingestellte Parameter bzw. Temperaturwerte abrufen.
-------------------------------------------------------------------------

Befehl	Parameter	Reaktion/Antwort des Thermostaten
version	kein	Versionsnummer der Software (V X.xx)
status	kein	Statusmeldung, Fehlermeldung (siehe Seite 57)
in_pv_00	kein	Aktuelle Badtemperatur abrufen
in_pv_01	kein	Momentane Heizleistung abrufen (%)
in_pv_02	kein	Temperaturwert des Pt100 Externfühlers
in_pv_03	kein	Temperaturwert des Sicherheitsfühlers
in_pv_04	kein	Einstellung der Übertemperatur-Schutzeinrichtung
in_sp_00	kein	Wert von Arbeitstemperatur „SETP 1“
in_sp_01	kein	Wert von Arbeitstemperatur „SETP 2“
in_sp_02	kein	Wert von Arbeitstemperatur „SETP 3“
in_sp_03	kein	Übertemperatur Sollwert „OVERTMP“
in_sp_04	kein	Untertemperatur Sollwert „SUBTMP“
in_par_01	kein	Te Zeitkonstante des externen Bades
in_par_02	kein	Si Steigung des internen Bades
in_par_03	kein	Ti Zeitkonstante des internen Bades
in_par_04	kein	Regelparameter CoSpeed des externen Reglers
in_par_05	kein	Faktor pk/ph0: Verhältnis von max. Kühlleistung zu max. Heizleistung
in_par_06	kein	Regelparameter Xp des internen Reglers.
in_par_07	kein	Regelparameter Tn des internen Reglers.
in_par_08	kein	Regelparameter Tv des internen Reglers.
in_par_09	kein	Regelparameter Xp des Kaskadenreglers.
in_par_10	kein	P-Anteil des unterlagerten Reglers (Kaskadenregelung).
in_par_11	kein	Regelparameter Tn des Kaskadenreglers.
in_par_12	kein	Regelparameter Tv des Kaskadenreglers.
in_par_13	kein	Eingestellte maximale interne Temperatur bei Kaskadenregelung





Befehl	Parameter	Reaktion/Antwort des Thermostaten
in_par_14	kein	Eingestellte minimale interne Temperatur bei Kaskadenregelung
in_par_15	kein	Bandbegrenzung oben
in_par_16	kein	Bandbegrenzung unten
in_mode_01	kein	Sollwert für Regelung eingestellt auf: 0 = SETP 1 1 = SETP 2 2 = SETP 3
in_mode_04	kein	Temperaturregelung intern/extern: 0 = Temperaturregelung im Thermostatenbad. 1 = Temperaturregelung mit Pt100 Externfühler.
in_mode_05	kein	Temperiersystem im Zustand Stop/Start: 0 = Stop 1 = Start
in_mode_08	kein	Eingestellte Reglerdynamik 0 = aperiodisch 1 = standard

#### 11.4. Statusmeldungen

Meldung	Beschreibung
00 MANUAL STOP	Thermostat in Modus „OFF“.
01 MANUAL START	Thermostat in manuellem Betrieb.
02 REMOTE STOP	Thermostat in Modus „r OFF“
03 REMOTE START	Thermostat in Fernsteuerbetrieb.

**11.5. Fehlermeldungen**

<b>Fehlermeldungen</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>-01 LOW LEVEL ALARM</b>	Unterniveau-Alarm.
<b>-02 REFRIGERATOR ALARM</b>	Kurzschluss oder Unterbrechung der Steuerleitung zur Kältemaschine bzw. zum Magnetventilsteuergerät
<b>-03 EXCESS TEMPERATURE WARNING</b>	Übertemperatur-Warnung .
<b>-04 LOW TEMPERATURE WARNING</b>	Untertemperatur-Warnung .
<b>-05 WORKING SENSOR ALARM</b>	Kurzschluss oder Unterbrechung der internen Temperaturfühlers.
<b>-06 SENSOR DIFFERENCE ALARM</b>	Fühler-Differenz-Alarm. Regelfühler und Sicherheitsfühler haben eine Differenz von mehr als 25 °C.
<b>-07 I<sup>2</sup>C-BUS ERROR</b>	Interne Fehler beim Lesen oder Schreiben des I <sup>2</sup> C-Bus.
<b>-08 INVALID COMMAND</b>	Befehl nicht erkannt.
<b>-09 COMMAND NOT ALLOWED IN CURRENT OPERATING MODE</b>	Befehl in dieser Betriebsart (Mode) nicht zulässig.
<b>-10 VALUE TOO SMALL</b>	Wert zu klein.
<b>-11 VALUE TOO LARGE</b>	Wert zu groß.
<b>-12 TEMPERATURE MEASUREMENT ALARM</b>	Fehler des A/D-Wandlers.
<b>-13 WARNING : VALUE EXCEEDS TEMPERATURE LIMITS</b>	Wert liegt nicht innerhalb der eingestellten Werte für Übertemperatur und Untertemperatur. Wert wird aber gespeichert.
<b>-14 EXCESS TEMPERATURE PROTECTOR ALARM</b>	Übertemperatur-Begrenzer-Alarm 
<b>-15 EXTERNAL SENSOR ALARM</b>	Regelung extern eingestellt aber Pt100 Externfühler nicht angeschlossen oder defekt.

Fehlermeldungen	Beschreibung
<b>-30 CONFIGURATION ERROR: CONFIRM BY PRESSING &lt;ENTER&gt; ON CIRCULATOR</b>	Die Konfiguration des Thermostaten entspricht nicht seinem momentanen Einsatz.  Die Enter-Taste  betätigen um einmalig die Konfiguration automatisch zu ändern.
<b>-33 SAFETY SENSOR ALARM</b>	Die Leitung des Übertemperaturschutzfühlers ist unterbrochen oder kurzgeschlossen.

## 12. Reinigung / Reparatur des Gerätes



### **Vorsicht:**

- Gerät ausschalten und Verbindung zum Energieversorgungsnetz trennen, bevor Reinigungsarbeiten durchgeführt werden.  
Auf keinen Fall darf Feuchtigkeit in das Innere des Thermostaten eindringen.
- Service- und Reparaturarbeiten dürfen nur von autorisierten Elektro-Fachkräften durchgeführt werden.

### **Reinigung:**

Zur Badreinigung und zur Reinigung der eintauchenden Funktionsteile des Thermostaten entspanntes Wasser (z. B. Seifenlauge) verwenden. Die Geräteaußenseite mit einem Tuch und entspanntem Wasser reinigen.

Der Thermostat ist für Dauerbetrieb unter Normalbedingungen konzipiert. Eine regelmäßige Wartung ist nicht erforderlich.

Das Badgefäß sollte nur mit einer geeigneten Temperierflüssigkeit gefüllt werden. Im Falle von Verunreinigungen ist die Temperierflüssigkeit von Zeit zu Zeit zu erneuern.

### **Reparaturdienst:**

Bevor ein Service-Techniker angefordert, oder ein Gerät zur Reparatur eingesandt wird, wird empfohlen, unseren technischen Service anzusprechen.

Im Falle einer Einsendung an Firma Fisher Scientific :

- Das Gerät reinigen um eine Gefährdung des Service Personals zu vermeiden.
- Auf sorgfältige und sachgemäße Verpackung zu achten.
- Unbedingt eine kurze Fehlerbeschreibung beifügen.
- Für eventuelle Schadensfälle durch unsachgemäße Verpackung ist Firma Fisher Scientific nicht haftbar.

### 13. Technische Daten

		Polystat 37	Polystat 5D+37
Arbeitstemperatur Bereich	°C	20 ... 200	20 ... 150
Temperaturkonstanz	°C	±0,02	±0,02
Temperatureinstellung		digital	digital
Lokal mit Folientastatur	Anzeige am	VFD -DISPLAY	VFD -DISPLAY
Remote mit PC	Anzeige am	Bildschirm	Bildschirm
Temperaturanzeige		VFD -Display	VFD -Display
Auflösung	°C	0.1	0.1
Temperaturregelung		PID3 Kaskaden Temperaturregelung	PID3 Kaskaden Temperaturregelung
ATC <sup>3</sup> -Funktion		±3	±3
Heizleistung (bei 230 V)	kW	2,0	2,0
Umwälzpumpe:			
Förderstrom.	l/min bei 0 bar	15	15
Druck max.	bar bei 0 Liter	0,35	0,35
Anschlussmöglichkeiten:			
Externer Alarmgeber	Vdc	24-0 max. 25mA	24-0 max. 25mA
Rechnerschnittstelle		RS232	RS232
Externer Temperaturfühler		Pt100	Pt100
Gesamtabmessungen (BxTxH)	cm	13x16x33	18x33x36
Badöffnung (BxL)	cm	-----	15x15
Eintauchtiefe	cm	8 ... 14,5	-----
Badtiefe	cm	-----	15
Füllvolumen	Liter	-----	3 ... 4,5
Gewicht	kg	4,1	7,9
Umgebungstemperatur	°C	5 ... 40	5 ... 40
Netzanschluss 230 V/50 Hz	V/ Hz	190-253 / 50	190-253 / 50
Stromaufnahme ( 230 V)	A	9	9

Alle Daten beziehen sich auf

Nennspannung und Nennfrequenz

Umgebungstemperatur 20 °C

Betriebstemperatur

Temperierflüssigkeit

70 °C

Wasser

Technische Änderungen vorbehalten.

Polystat 4+37		
Arbeitstemperatur Bereich	°C	20 ... 200
Temperaturkonstanz	°C	±0,02
Temperatureinstellung		digital
Lokal mit Folientastatur	Anzeige am	VFD -DISPLAY
Remote mit PC	Anzeige am	Bildschirm
Temperaturanzeige		VFD -Display
Auflösung	°C	0.1
Temperaturregelung		PID3 Kaskaden Temperaturregelung
ATC <sup>3</sup> -Funktion		±3
Heizleistung (bei 230 V)	kW	2,0
Umwälzpumpe:		
Förderstrom.	l/min bei 0 bar	15
Druck max.	bar bei 0 Liter	0,35
Anschlussmöglichkeiten:		
Externer Alarmgeber	Vdc	24-0 max. 25mA
Rechnerschnittstelle		RS232
Externer Temperaturfühler		Pt100
Gesamtabmessungen (BxTxH)	cm	21x42x37
Badöffnung (BxL)	cm	13x15
Eintauchtiefe	cm	-----
Badtiefe	cm	15
Füllvolumen	Liter	3 ... 4,5
Gewicht	kg	9,6
Umgebungstemperatur	°C	5 ... 40
Netzanschluss 230 V/50 Hz	V/ Hz	190-253 / 50
Stromaufnahme ( 230 V)	A	9

Alle Daten beziehen sich auf

Nennspannung und Nennfrequenz

Umgebungstemperatur 20 °C

Technische Änderungen vorbehalten.

Betriebstemperatur

Temperierflüssigkeit

70 °C

Wasser

### Sicherheitsvorkehrungen nach IEC 61010-2-010:

Übertemperaturschutz, variabel einstellbar	0 °C ... 230 °C
Unterniveauschutz	Schwimmerschalter
Klasseneinteilung nach DIN 12876-1	Klasse III

### Zusätzliche Warn- und Schutzeinrichtungen:

Warnfunktion Übertemperaturwert	optisch + akustisch (in Intervallen)
Warnfunktion Untertemperaturwert	optisch + akustisch (in Intervallen)
Überwachung des Arbeitstemperaturfühlers	Plausibilitätskontrolle
Fühlerdifferenzüberwachung	
Arbeits-/Sicherheitstemperaturfühler	Differenz > 25 K
Alarmmeldung	optisch + akustisch (permanent)
Warnmeldungen	optisch + akustisch (in Intervallen)

### Umgebungsbedingungen nach EN 61 010-1:

Nur für Innenräume.

Bis 2000 m Höhe – Normal Null.

Umgebungstemperatur: +5 ... +40 °C (für Lagerung und Transport)

Luftfeuchtigkeit:

maximale relative Feuchte 80 % für Temperaturen bis 31°C,

linear abnehmend bis 50 % rel. Feuchte bei einer Temperatur von 40°C

Schutzart nach EN 60 529: IP 21

Stromversorgung: entspricht der Schutzklasse I, VDE 0106 T1

**nicht für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung geeignet**

Spannungsabweichungen von  $\pm 10$  % sind zulässig..

Überspannungskategorie II

Verschmutzungsgrad 2

Störfestigkeitsnormen EN 61326: 1997 + A1: 1998 + A2: 2001 + A3: 2003

Störaussendungen

Das Gerät hält die engen Störaussendungsgrenzwerte nach Tabelle 3 ein.

Störfestigkeit

Das Gerät erfüllt die Anforderungen nach Tabelle B.1.





**Fisher  
Bioblock Scientific**

Parc d'innovation - BP 50111 - F67403 illkirch cedex

#### France

tél 03 88 67 14 14  
fax 03 88 67 11 68  
email [infos@bioblock.fr](mailto:infos@bioblock.fr)  
[www.bioblock.com](http://www.bioblock.com)

#### Belgique / België

tél 056 260 260  
fax 056 260 270  
email [belgium@bioblock.com](mailto:belgium@bioblock.com)  
[www.bioblock.be](http://www.bioblock.be)

#### España

tfno 91 515 92 34  
fax 91 515 92 35  
email [ventas@bioblock.com](mailto:ventas@bioblock.com)  
[www.es.fishersci.com](http://www.es.fishersci.com)

*service et après vente  
proche de chez vous*



dépannage express, mise en route,  
maintenance, extension de garantie,  
contactez la station Avantec la plus proche  
Intervention sous 48 h

**AVANTEC**  
Aide aux Technologies Avancées

